


# Плечевой и локтевой суставы

Следующее поколение изделий для восстановления и реконструкции



**Arthrex**<sup>®</sup> 



---

## Helping Surgeons Treat Their Patients Better

С момента создания компания Arthrex строго следует своей миссии: Helping Surgeons Treat Their Patients Better – помогать хирургам в более эффективном лечении пациентов. Наш стратегический фокус направлен на постоянную разработку инновационных продуктов, основанной на проводимых научных исследованиях, сотрудничестве с хирургами и медицинских образовательных программах. Это помогает сделать миниинвазивные хирургические методики простыми, безопасными и легковоспроизводимыми. Каждый год мы разрабатываем более 1000 инновационных продуктов и методик, способствующих прогрессу миниинвазивной ортопедии по всему миру.

Arthrex всегда оставалась частной компанией, и это позволило ей быстро оценивать новые технологии и идеи. Не будучи стесненной экономическими соображениями или компромиссными решениями, она свободно разрабатывает эффективные продукты и методики, меняющие жизнь к лучшему. Наша квалифицированная команда опытных профессионалов воплощает собой любовь и приверженность своему делу – обеспечению бескомпромиссного качества продукции как для медицинских работников, которые ее используют, так и для миллионов пациентов, которым мы таким образом можем помочь.

Основной критерий успеха для нас – это то, насколько значительным является вклад компании в качество медицины, ведь это и станет наследием Arthrex в будущем.



---

## Содержание

---


Вступительное слово .....	<b>02</b>
Восстановление вращательной манжеты.....	<b>07</b>
Лечение невосстанавливаемых разрывов вращательной манжеты.....	<b>17</b>
Лечение нестабильности плечевого сустава .....	<b>21</b>
Направители для стабилизации плечевого сустава .....	<b>31</b>
Реконструкция дефектов костного края суставной впадины.....	<b>35</b>
Инструменты для наложения швов и подготовки места фиксации.....	<b>41</b>
Артроскопические канюли и инфузионная терапия .....	<b>55</b>
Набор для восстановления плечевого сустава .....	<b>63</b>
Системы для восстановления АКС.....	<b>67</b>
Восстановление проксимальной части двуглавой мышцы плеча и большой грудной мышцы .....	<b>73</b>
Восстановление локтевого сустава.....	<b>81</b>
Система ключичных пластин и шурупов .....	<b>87</b>
Семейство шовного материала FiberWire .....	<b>93</b>
Семейство шовного материала лентообразного FiberWire .....	<b>99</b>
Устройства для позиционирования пациента.....	<b>105</b>
Таблица анкеров – восстановление вращательной манжеты и тенodes двуглавой мышцы плеча .....	<b>113</b>
Таблица сверл и направителей для анкеров при нестабильности .....	<b>119</b>



# Восстановление вращательной манжеты

SwiveLock C.....	08
SwiveLock с двойным шовным материалом .....	09
SwiveLock SP.....	10
FiberTape .....	11
Corkscrew FT.....	12
Corkscrew для безузловой фиксации.....	13
Титановый Corkscrew FT.....	13
FiberTak DR и FiberTak RC.....	14
PushLock.....	14
PushLock SP.....	15
Инструменты для установки фиксаторов якорных при разрывах вращательной манжеты.....	15

## SwiveLock C



### Фиксатор якорный

- С ушком из PEEK, с шовным материалом FiberWire №2
- Тело фиксатора может быть выполнено из:
  - Биорассасывающегося материала BioComposite (85 % PLLA и 15 % бета-трикальцийфосфата) с остеокондуктивными свойствами
  - Нерассасывающегося, чрезвычайно инертного PEEK
  - Биорассасывающегося биоматериала (PLLA)
- Может поставляться заправленным шовным лентообразным материалом FiberTape
- Безузловая фиксация тканей и широкий диапазон различных конфигураций шовного материала
- Перфорированная конструкция фиксатора якорного обеспечивает идеальные условия для врастания костной ткани
- Имеются удобные комплекты SpeedBridge для восстановления методик безузловой двухрядной фиксации швов

### SwiveLock C

Описание изделия	Арт. №
SwiveLock C из BioComposite, 4,75 мм × 19,1 мм	AR-2324BCC
SwiveLock C из BioComposite, 4,75 мм × 19,1 мм, с синим FiberTapes петель	AR-2324BCCT
SwiveLock C из BioComposite, 4,75 мм × 19,1 мм, с черно-белым TigerTape с петель	AR-2324BCCTT
SwiveLock C из PEEK, 4,75 мм × 19,1 мм	AR-2324PSLC
SwiveLock C из PEEK, 4,75 мм × 19,1 мм, с синим FiberTape с петель	AR-2324PCT
SwiveLock C из PEEK, 4,75 мм × 19,1 мм, с черно-белым TigerTape с петель	AR-2324PCTT
SwiveLock C из BioComposite, 5,5 мм × 19,1 мм	AR-2323BCC
SwiveLock C из PEEK, 5,5 мм × 19,1 мм	AR-2323PSLC
Система имплантации для SwiveLock (выполнен из BioComposite), 4,75 мм × 19,1 мм	AR-2324BCCS

### Необходимый инструментарий


Описание изделия	Арт. №
Пробойник для 5,5 мм Corkscrew FT и 4,75 мм и 5,5 мм SwiveLock	AR-1927PB
Пробойник одноразовый для 5,5 мм и 6,5 мм Corkscrew FT и 4,75 мм и 5,5 мм SwiveLock	AR-1927PBS
Пробойник/метчик для 5,5 мм Corkscrew FT и 5,5 мм SwiveLock	AR-1927CTB
Пробойник/метчик, для плотной костной ткани	AR-2324PTB
Сверло лопатообразное для 5,5 мм Corkscrew FT и 5,5 мм SwiveLock	AR-1927D

### Рекомендуемый шовный материал

Описание изделия	Арт. №
FiberTape, 2 мм, 91 см (синий), на концах сужается до FiberWire №2	AR-7237
FiberTape, 2 мм, 18 см (синий), на концах сужается до FiberWire №2	AR-7237-7
TigerTape, 2 мм, 18 см (черно-белый), на концах сужается до FiberWire №2	AR-7237-7T
FiberTape, 2 мм, 43 см (синий), на концах сужается до FiberWire №2, с конической иглой, 26,5 мм, полукруглой	AR-7237-17N



## SwiveLock с двойным шовным материалом



### Фиксатора якорный безузловой резьбовой, с двойным шовным материалом

- С немного модифицированным ушком из PEEK с 2 нитями шовного материала FiberWire CL №2
- Тело фиксатора может быть выполнено из:
  - BioComposite
  - PEEK
- Может применяться в качестве варианта обычных фиксаторов якорных с двойным шовным материалом, таких как Corkscrew
- Требуется такой же инструментарий, что и для обычного фиксатора SwiveLock с одинарным шовным материалом

### SwiveLock C

Описание изделия	Арт. №
Фиксатор якорный SwiveLock, с двойным шовным материалом, с ушком из PEEK, бело-синим TigerWire CL и черно-белым TigerWire CL	AR-2324BCC-2
Фиксатор якорный SwiveLock из PEEK, с двойным шовным материалом, 4,75 мм × 22 мм, двумя FiberWire №2, 5 шт.	AR-2324PSLC-2
Фиксатор якорный SwiveLock из PEEK, 5,5 мм × 22 мм, с двойным шовным материалом FiberWire №2, 5 шт.	AR-2323PSLC-2

### Необходимый инструментарий

Описание изделия	Арт. №
Пробойник для 5,5 мм Corkscrew FT и 4,75 мм и 5,5 мм SwiveLock	AR-1927PB
Пробойник одноразовый для 5,5 мм и 6,5 мм Corkscrew FT и 4,75 мм и 5,5 мм SwiveLock	AR-1927PBS
Пробойник/метчик для 5,5 мм Corkscrew FT и 5,5 мм SwiveLock	AR-1927CTB
Пробойник/метчик, для плотной костной ткани	AR-2324PTB
Сверло лопатообразное для 5,5 мм Corkscrew FT и 5,5 мм SwiveLock	AR-1927D

### Рекомендуемый шовный материал

Описание изделия	Арт. №
FiberTape, 2 мм, 91 см (синий), на концах сужается до FiberWire №2	AR-7237
FiberTape, 2 мм, 18 см (синий), на концах сужается до FiberWire №2	AR-7237-7
TigerTape, 2 мм, 18 см (черно-белый), на концах сужается до FiberWire №2	AR-7237-7T
FiberTape, 2 мм, 43 см (синий), на концах сужается до FiberWire №2, с конической иглой, 26,5 мм, полукруглой	AR-7237-17N

## SwiveLock SP



### Фиксатор якорный безузловой вкручиваемый самопробивной

- С титановым ушком с шовным материалом FiberWire №2
- Тело фиксатора может быть выполнено из:
  - BioComposite
  - PEEK
  - Bio
  - Титана
- Экономия времени: не требуется предварительное формирование костного кармана

## SwiveLock SP

Описание изделия	Арт. №
SwiveLock SP из BioComposite, 4,75 мм × 24,5 мм, перфорированный	AR-2324BCM
SwiveLock SP из PEEK, 4,75 мм × 24,5 мм	AR-2324PSLM
SwiveLock SP из BioComposite, 5,5 мм × 24,5 мм, перфорированный	AR-2323BCM
SwiveLock SP из PEEK, 5,5 мм × 24,5 мм	AR-2323PSLM


## Комплекты SpeedBridge

Описание изделия	Арт. №
Набор для имплантации SpeedBridge с двумя 4,75 мм фиксаторами якорными SwiveLock C из BioComposite и двумя 5,5 мм фиксаторами якорными SwiveLock SP из BioComposite	AR-2600SBS-5
Набор для имплантации SpeedBridge с двумя 4,75 мм фиксаторами якорными SwiveLock C из PEEK и двумя 5,5 мм фиксаторами якорными SwiveLock SP из PEEK	AR-2600SBS-7
Набор для имплантации SpeedBridge с четырьмя 4,75 мм фиксаторами Bio-SwiveLock SP	AR-2600SBS-3

## Рекомендуемый шовный материал

Описание изделия	Арт. №
FiberTape, 2 мм, 91 см (синий), на концах сужается до FiberWire №2	AR-7237
FiberTape, 2 мм, 18 см (синий), на концах сужается до FiberWire №2	AR-7237-7
TigerTape, 2 мм, 18 см (черно-белый), на концах сужается до FiberWire №2	AR-7237-7T
FiberTape, 2 мм, 43 см (синий), на концах сужается до FiberWire №2, с конической иглой, 26,5 мм, полукруглой	AR-7237-17N

## FiberTape



### Высокопрочный плетеный полимерный шовный материал шириной 2 мм

- Идентичен шовному материалу FiberWire и имеет схожую с ним структуру
- Концы сужаются до шовного материала FiberWire №2
- Увеличенная площадь соприкосновения обеспечивает распределение давления и затрудняет врезание шовного материала в мягкие ткани


## FiberTape

Описание изделия	Арт. №
FiberTape, 2 мм, 91 см, на концах сужается до FiberWire №2, 137 см	AR-7237
FiberTape, 2 мм, 18 см (синий), на концах сужается до FiberWire №2, 76 см	AR-7237-7
TigerTape, 2 мм, 18 см (черно-белый), на концах сужается до TigerWire №2, 76 см	AR-7237-7T
FiberTape, 2 мм, 43 см (синий), на концах сужается до FiberWire №2, с конической иглой, 26,5 мм, полукругл.	AR-7237-17N

## Рекомендуемый инструментарий

Описание изделия	Арт. №
Нитеуловитель FiberTape с SR рукояткой	AR-13974SRF
Выкусыватель для FiberTape, с FlushPort	AR-13250F

## Corkscrew FT



4,5 мм  
5,5 мм  
4,75 мм

### Анкер резьбовой, заправлен FiberWire N°2 или SutureTape

- Заправлен двумя или тремя шовными нитями
- Доступен с иглами для открытого восстановления
- Полностью резьбовая поверхность для оптимальной фиксации в кортикальном слое кости


## Corkscrew FT

Описание изделия	Арт. N°
Corkscrew FT из BioComposite, 4,5 мм × 14 мм, с двумя FiberWire N°2	AR-1927BCF-45
Corkscrew FT из PEEK, 4,5 мм × 14 мм, с двумя FiberWire N°2	AR-1927PSF-45
Corkscrew FT из PEEK, с 4 иглами, 4,5 мм × 14 мм, с двумя FiberWire N°2	AR-1927PNF-45
Corkscrew FT из PEEK, 4,75 мм, с двумя SutureTape	AR-1927PST-475
Corkscrew FT из PEEK, 4,75 мм, трехфункциональный с TigerTail	AR-1927PSF-475
Corkscrew FT из BioComposite, 5,5 мм × 14,7 мм, с двумя FiberWire N°2	AR-1927BCF
Corkscrew FT из BioComposite, 5,5 мм × 14,7 мм, с двумя TigerTail N°2	AR-1927BCFT
Corkscrew FT из BioComposite, с 4 иглами, 5,5 мм × 14,7 мм, с двумя FiberWire N°2	AR-1927BCNF
Corkscrew FT из BioComposite, 5,5 мм × 14,7 мм, с тремя FiberWire N°2	AR-1927BCF-3
Corkscrew FT из PEEK, 5,5 мм × 14,7 мм, с двумя FiberWire N°2	AR-1927PSF
Corkscrew FT из PEEK, с четырьмя иглами, 5,5 мм × 14,7 мм, с двумя FiberWire N°2	AR-1927PNF
Corkscrew FT из PEEK, 5,5 мм × 14,7 мм, с тремя FiberWire N°2	AR-1927PSF-3
Corkscrew FT из BioComposite, 6,5 мм × 14,7 мм, с двумя FiberWire N°2	AR-1927BCF-65
Corkscrew FT из PEEK, 6,5 мм × 14,7 мм, с двумя FiberWire N°2	AR-1927PSF-65

## Необходимый инструментарий

Описание изделия	Арт. N°
Пробойник одноразовый для 4,5 мм Corkscrew FT	AR-1922PBS
Пробойник для 4,5 мм Corkscrew FT	AR-1922P
Пробойник/метчик для 4,5 мм Corkscrew FT, для плотной костной ткани	AR-1927PTB-45
Пробойник/метчик комбинированный для 5,5 мм и 6,5 мм Corkscrew FT и 4,75 мм и 5,5 мм SwiveLock	AR-1927PTB-475
Пробойник одноразовый для всех 5,5 мм и 6,5 мм Corkscrew FT	AR-1927PBS
Пробойник/метчик для 5,5 мм Corkscrew FT и 5,5 мм SwiveLock	AR-1927PB
Сверло лопатообразное для 5,5 мм Corkscrew FT и 5,5 мм SwiveLock	AR-1927CTB
	AR-1927D

## Corkscrew для безузловой фиксации



### Фиксатор якорный безузловой частично резьбовой

- Вариант с пробойником или сверлением
- Вставляется через направляющий для сверла, что облегчает введение
- Фиксирующий механизм позволяет пользователю управлять натяжением при наложении шва для безузловой фиксации под прямой визуализацией
- Можно использовать несколько фиксаторов, соединяя их друг с другом и формируя связывающие конструкции


#### Corkscrew для безузловой фиксации

Описание изделия	Арт. №
Corkscrew из PEEK для безузловой фиксации, 3,9 мм × 10,2 мм, с шовным материалом FiberWire CL № 2	AR-1941PS

#### Необходимый инструментарий

Описание изделия	Арт. №
Сверло для 3,9 мм Corkscrew для безузловой фиксации	AR-1941D
Пробойник для 3,9 мм Corkscrew для безузловой фиксации	AR-1941P
Направляющий для сверла и дилататор для 3,9 мм Corkscrew для безузловой фиксации	AR-1941DG

## Титановый Corkscrew FT



4,5 мм

5,5 мм


6,5 мм

### Фиксатор якорный резьбовой металлический, заправлен FiberWire N°2

- В большинстве случаев предварительное сверление или перфорация не требуются
- Полностью резьбовая поверхность для оптимальной фиксации в кортикальном слое кости

Описание изделия	Арт. №
Corkscrew FT, 4,5 мм × 14 мм, с двумя FiberWire N°2 и одним TigerWire N°2	AR-1928SF-45
Corkscrew FT II, 5,5 мм × 16,3 мм, с двумя FiberWire N°2 и TigerWire N°2	AR-1928SF-2
Corkscrew FT II, с четырьмя иглами, 5,5 мм × 16,3 мм, двумя FiberWire N°2 и TigerWire N°2	AR-1928SNF-2
Corkscrew FT II, 5,5 мм × 16,3 мм, с двумя TigerTail N°2	AR-1928SFT-2
Corkscrew FT III, 5,5 мм × 16,3 мм, с двумя FiberWire N°2 и одним TigerWire N°2	AR-1928SF-3
Corkscrew FT III, 6,5 мм × 16,3 мм, с двумя FiberWire N°2 и одним TigerWire N°2	AR-1929SF-3

## FiberTak DR и FiberTak RC



**Фиксатор якорный мягкотканый для восстановления манжеты однорядным или двухрядным наложением швов**

- DR фиксатор с лентообразным шовным материалом LabralTape, фиксированным в фиксаторе для боковой фиксации с SwiveLock
- RC фиксатор с лентообразным шовным материалом SutureTapes, свободно движущимся в анкере, для узлового однорядного шва или SutureBridge

### FiberTak DR и FiberTak RC

Описание изделия	Арт. №
FiberTak DR с белым LabralTape и сине-черным TigerTail №2	AR-3651
FiberTak DR с бело-черным LabralTape и бело-зелено-черным TigerTail №2	AR-3651T
FiberTak DR с бело-синим LabralTape и черно-белым TigerTail №2	AR-3651TT
Фиксатор якорный FiberTak RC, с двойным шовным материалом	AR-3632
Фиксатор якорный FiberTak RC, с тройным шовным материалом	AR-3633

### Необходимый инструментарий

Описание изделия	Арт. №
Направитель скошенный для FiberTak DR и RC	AR-3655
Обтуратор тупой	AR-3658B
Обтуратор острый	AR-3658T
Пробойник для FiberTak DR и RC	AR-3656
Сверло для FiberTak DR и RC	AR-3657

## PushLock



**Фиксатор якорный забивной для безузловой фиксации**

- Без шовного материала, с накрученным ушком из PEEK
- Можно использовать для бокового ряда швов при восстановлении вращательной манжеты по методике SutureBridge


### PushLock

Описание изделия	Арт. №
PushLock из BioComposite, 4,5 мм × 24 мм	AR-1922BC
PushLock из PEEK, 4,5 мм × 24 мм	AR-1922PS

### Необходимый инструментарий

Описание изделия	Арт. №
Пробойник для 4,5 мм PushLock и 4,5 мм Corkscrew FT	AR-1922P
Пробойник одноразовый	AR-1922PBS

## PushLock SP




### Фиксатор якорный безузловой самопробивной

- С накрученным титановым ушком
- Можно использовать в качестве фиксатора для латерального ряда швов при восстановлении вращательной манжеты по методике SutureBridge

Описание изделия	Арт. №
PushLock SP из BioComposite, 4,5 мм × 28 мм	AR-1922BCM
PushLock SP из PEEK, 4,5 мм × 28 мм	AR-1922PSM

## Инструменты для установки фиксаторов якорных при разрывах вращательной манжеты



### Пробойники и метчики

- Пробойник временно смещает кость и создает пространство для анкера, позволяя правильно выполнить его установку
- Можно выполнить предварительное сверление в плотной костной ткани и, при необходимости, нарезание резьбы, чтобы избежать переломов кости или поломки фиксатора

Описание изделия	Арт. №
Пробойник, для 3,9 мм Corkscrew для безузловой фиксации	AR-1941P
Пробойник одноразовый для 4,5 мм PushLock и 4,5 мм Corkscrew FT	AR-1922PBS
Пробойник для 4,5 мм PushLock и 4,5 мм Corkscrew FT	AR-1922P
Пробойник/метчик для 4,5 мм Corkscrew FT, для плотной костной ткани	AR-1927PTB-45
Пробойник/метчик для 4,75 мм Corkscrew FT	AR-1927PTB-475
Пробойник одноразовый для 5,5 мм и 6,5 мм Corkscrew FT и 4,75 мм и 5,5 мм SwiveLock	AR-1927PBS
Пробойник для 5,5 мм и 6,5 мм Corkscrew FT, 5,5 мм SwiveLock и 4,75 мм SwiveLock	AR-1927PB
Пробойник/метчик для 5,5 мм Corkscrew FT и 5,5 мм SwiveLock	AR-1927CTB
Сверло лопатообразное для 5,5 мм Corkscrew FT и 4,75 мм и 5,5 мм SwiveLock	AR-1927D






# Лечение невосстанавливаемых разрывов вращательной манжеты

Имплантаты и инструменты для реконструкции верхней части  
суставной капсулы (SCR) ..... 18

## Имплантаты и инструменты для реконструкции верхней части суставной капсулы (SCR)



**Методика SCR укрепляет верхнюю часть суставной капсулы, чтобы она удерживала головку плеча по центру в суставной впадине**

- Биологическое решение для лечения невосстанавливаемых разрывов сухожилий надостной мышцы
- Бесклеточный аллотрансплантат свиной дермы (обязательно использовать в два слоя)
- Биологическое решение для стабилизации сустава и уменьшения боли
- Фиксация суставной впадины фиксаторами для узловой или безузловой фиксации
- Фиксация плечевой кости по методике SpeedBridge
- Дорсальное поперечное восстановление вращательной манжеты позволяет перенести нагрузку с подостной мышцы на аллотрансплантат

### Имплантаты и инструменты для реконструкции верхней части суставной капсулы (SCR)

Описание изделия	Арт. №
Corkscrew из PEEK для безузловой фиксации, 3,9 мм × 10,2 мм, с шовным материалом FiberWire CL № 2	AR-1941PS
SutureTak из PEEK для безузловой фиксации, 3 мм × 12,7 мм, с шовным материалом FiberWire CL №2	AR-1938PS
Анкер SutureTak из BioComposite, с двумя TigerTail №2, 3 мм, 5 шт., стерильный, IM	AR-1934BCFT-2
SwiveLock из BioComposite для SpeedBridge, в наборе одноразовых материалов, стерильный, IM	AR-2600SBS-4

### Необходимые одноразовые материалы

Описание изделия	Арт. №
Канюля PassPort Button, 12 мм внут. диам. × 3 см	AR-6592-12-30
Комплект для чрескожного введения 3 мм SutureTak	AR-1934PI-30
Иглы MultiFire для нитепротягивателя MultiFire SCORPION, стерильные, SU	AR-13995N

### Необходимый инструментарий

Описание изделия	Арт. №
Зажим для SCR	AR-16950SRF
FastPass Scorpion, боковая заправка	AR-13999MFF
Направитель и дилататор для 3,9 мм Corkscrew для безузловой фиксации	AR-1941DG
Сверло, для 3,9 мм Corkscrew для безузловой фиксации	AR-1941D
Обратный зажим	AR-12531SR
Устройство для введения 12 мм канюли PassPort Button	AR-6592-12PI

### Рекомендуемый шовный материал

Описание изделия	Арт. №
SutureTape, 1,3 мм, 91,4 см, плетеный, полиэтиленовый, с круглыми концами и конической иглой (бело-синий)	AR-7500

### Трансплантат


Описание изделия	Арт. №
Матрица-наполнитель DX, гидратированная, 6 см × 8 см	ABS-30002





# Лечение нестабильности плечевого сустава

PushLock.....	22
SutureTak для безузловой фиксации.....	23
SwiveLock.....	24
FiberTak .....	25
FiberTak для безузловой фиксации.....	26
FASTak II, FASTak, Bio-FASTak.....	26
SutureTak .....	27



### Фиксатор якорный забивной для безузловой фиксации

- Без шовного материала, с накрученным ушком из PEEK
- Для безузловой фиксации различного шовного материала, например LabralTape, SutureTape и FiberWire
- Можно применять при различных конфигурациях шва, например со стягивающей петлей
- Методика Suture-first
- Возможность использования лентообразного шовного материала для защиты тканей


### PushLock

Описание изделия	Арт. №
PushLock из PEEK, 2,4 мм × 11 мм	AR-2922PS
PushLock из BioComposite, 2,9 мм × 12,5 мм (короткий) PushLock из PEEK, 2,9 мм × 12,5 мм (короткий)	AR-2923BC AR-2923PS
PushLock из BioComposite, 2,9 мм × 15,5 мм PushLock из PEEK, 2,9 мм × 15,5 мм	AR-1923BC AR-1923PS
PushLock из BioComposite, 3,5 мм × 19,5 мм PushLock из PEEK, 3,5 мм × 19,5 мм	AR-1926BC AR-1926PS

### Необходимый инструментарий

Описание изделия	Арт. №
Направитель, троакары и обтураторы с тупым концом для 2,8 мм FASTak II, 3 мм SutureTak и 2,4 мм и 2,9 мм PushLock	AR-1949
Направитель одноразовый, обтуратор с троакарным концом для 2,8 мм FASTak, 3 мм SutureTak и 2,4 мм и 2,9 мм PushLock	AR-1949S
Сверло для 2,4 мм PushLock Сверло для 2,4 мм PushLock, для плотной костной ткани	AR-2922D-24-2 AR-2922D-24-3
Сверло для короткого 2,9 мм PushLock, стерильное Сверло для короткого 2,9 мм PushLock, для плотной костной ткани, стерильное Сверло для короткого 2,9 мм PushLock Сверло для короткого 2,9 мм PushLock, для плотной костной ткани	AR-2923D-ST AR-2923DT-ST  AR-2923D AR-2923DT
Сверло для 2,9 мм PushLock, для плотной костной ткани Сверло для 2,9 мм PushLock, для сверхплотной костной ткани Сверло для 2,9 мм PushLock, стерильное Сверло для 2,9 мм PushLock, для плотной костной ткани, стерильное	AR-1923D AR-1923DT AR-1923D-ST AR-1923DT-ST
Направитель, обтуратор с троакарным концом для 3,7 мм SutureTak и 3,5 мм PushLock Сверло для 3,5 мм PushLock Сверло для 3,5 мм PushLock (выполнен из BioComposite) Пробойник для 3,5 мм PushLock для восстановления вращательной манжеты	AR-1907  AR-1912 AR-1913  AR-1926P

## SutureTak для безузловой фиксации



### Фиксатор якорный забивной для безузловой фиксации

- Фиксатор якорный, вставляемый через направитель
- Фиксирующий механизм позволяет пользователю управлять натяжением при наложении шва для безузловой фиксации под прямой визуализацией
- Можно использовать несколько анкеров, соединяя их друг с другом и формируя связывающие конструкции

### SutureTak для безузловой фиксации

Описание изделия	Арт. №
Анкер SutureTak из BioComposite для безузловой фиксации, с шовным материалом № 2	AR-1938BC
SutureTak из PEEK для безузловой фиксации, 3 мм × 12,7 мм, с шовным материалом FiberWire CL №2	AR-1938PS

### Необходимые инструменты

Описание изделия	Арт. №
Направитель, троакар и обтуратор с тупым концом для 3 мм SutureTak	AR-1949
Сверло для 3 мм SutureTak	AR-1250LT
Сверло 2,6 мм для 3 мм SutureTak, для плотной костной ткани, стерильное	AR-1938D

### Одноразовые комплекты

Описание изделия	Арт. №
Комплект одноразовых материалов для SutureTak для безузловой фиксации (входят: направитель, сверла и обрезатель)	AR-1938DS
Комплект для чрескожного введения SutureTak для безузловой фиксации (входят: игла одноразовая для люмбальной пункции калибра 17, 1,1 мм проводник нитиноловый, дилататор порта, направитель, сверла, канюля металлическая и обрезатель)	AR-1938PK

### Опциональные инструменты

Описание изделия	Арт. №
Механизм натяжения и выкусыватель шовного материала	AR-1938TC
Сверло для 3 мм SutureTak для безузловой фиксации, для сверхплотной костной ткани	AR-1938DL
ShaverDrill для 3 мм SutureTak для безузловой фиксации, для плотной костной ткани	AR-1938DSR
Одноразовый комплект ShaverDrill для SutureTak для безузловой фиксации, для плотной костной ткани, 5 шт	AR-1938DSSK

## SwiveLock



### Фиксатор якорный резьбовой для безузловой фиксации

- бесшовного материала, с ушком из PEEK с плотной посадкой
- Для фиксации различного шовного материала, такого как LabralTape, SutureTape и FiberWire
- Можно применять при различных конфигурациях шва, например со стягивающей петлей

#### SwiveLock

Описание изделия	Арт. №
SwiveLock из BioComposite, 3,5 мм × 15,8 мм	AR-2325BCC
SwiveLock из PEEK, 3,5 мм × 15,8 мм	AR-2325PSLC

#### Необходимый инструментарий

Описание изделия	Арт. №
Направитель, троакар и обтуратор с тупым концом для 3,7 мм SutureTak, 3,5 мм PushLock и 3,5 мм SwiveLock	AR-1907
Сверло для 3,5 мм SwiveLock	AR-2325D


#### Оptionальные инструменты

Описание изделия	Арт. №
Направитель с зубцами по окружности, обтуратор с троакарным концом для 3,5 мм PushLock и 3,5 мм SwiveLock	AR-1906
Направитель с офсетом для 3,7 мм SutureTak, 3,5 мм PushLock и 3,5 мм SwiveLock	AR-1909R

#### Рекомендуемый шовный материал

Описание изделия	Арт. №
Материал шовный LabralTape 1,5 мм, 91 см, плетеный, полиэтиленовый (черно-белый)	AR-7276T
Материал шовный LabralTape 1,5 мм, 91 см, плетеный, полиэтиленовый, белый, UHMWPE	AR-7276
Материал шовный SutureTape 1,3 мм, 91,4 см, плетеный, полиэтиленовый, с круглыми концами и конической иглой (бело-синий)	AR-7500
FiberLink №2 с закрытой петлей, 66 см (синий)	AR-7235
TigerLink №2 с закрытой петлей, 66 см (черно-белый)	AR-7235T
FiberStick, FiberWire №2, 127 см (синий), один конец негнувшийся, 30 см	AR-7209
TigerStick, TigerWire №2, 127 см (черно-белый), один конец негнувшийся, 30 см	AR-7209T
FiberWire №2, 97 см (синий)	AR-7233
TigerWire №2, 97 см (черно-белый)	AR-7203





**Анкер мягкотканый с гибким стержнем и различными вариантами заправки шовного материала**

- С одинарным или двойным шовным материалом
- С SutureTape, TigerTail или FiberWire CL №2
- Возможность забивания рукой или молотком

FiberTak

Описание изделия	Арт. №
FiberTak, с TigerWire CL №2	AR-3600
FiberTak, с двойным шовным материалом TigerWire CL №2	AR-3600-2
FiberTak, с 1,3 мм SutureTape	AR-3602
FiberTak, с двойным шовным материалом, 1,3 мм SutureTape	AR-3602-2
FiberTak, с TigerTail №2	AR-3603
FiberTak, с двойным шовным материалом, с TigerTail №2	AR-3603-2

Необходимый инструментарий


Описание изделия	Арт. №
Сверло 1,6 мм для FiberTak с одинарным шовным материалом	AR-3600D-1 AR-3600D-3
Сверло 1,7 мм для FiberTak с двойным шовным материалом и для FiberTakс одинарным TigerTail	AR-3600D-2
Сверло 1,8 мм для FiberTak с двойным TigerTail	AR-1948
Направитель с концом типа «рыбий рот»	AR-1948R
Направитель с офсетом	AR-2948CT
Направитель изогнутый	AR-2948CT-2
Направитель сильно изогнутый, многоцветный	

Рекомендуемые одноразовые материалы

Описание изделия	Арт. №
Сверло 1,6 мм для FiberTak с одинарным шовным материалом, гибкое, SU	AR-3600ND-1
ShaverDrill, комплект одноразовых материалов для 1,6 мм FiberTak	AR-3600NDSR-1
Сверло 1,7 мм для FiberTak с двойным шовным материалом и для FiberTakс одинарным TigerTail	AR-3600ND-3
Сверло 1,8 мм для FiberTak с двойным TigerTail	AR-3600ND-2
Комплект одноразовых материалов для FiberTak со сверлом 1,6 мм, прямым направителем и обтуратором	AR-3600D
Комплект одноразовых материалов для FiberTak с одноразовым, гибким сверлом, изогнутым направителем и обтуратором	AR-3600DC
Направитель с троакаром для FiberTak и 2,4 мм FASTak, стерильный	AR-1945S

Обратите внимание, что наличие узлов в плечевом суставе может привести к повреждению мягких тканей и (или) хряща.

## FiberTak для безузловой фиксации



### Фиксатор якорный мягкотканый для безузловой фиксации с гибким стержнем и FiberWire CL № 2

- Фиксатор якорный, вставляемый через направитель
- Фиксирующий механизм позволяет пользователю управлять натяжением при наложении шва для безузловой фиксации под прямой визуализацией

#### FiberTak

Описание изделия	Арт. №
FiberTak для безузловой фиксации с шовным материалом №2, 5 шт.	AR-3638
FiberTak для безузловой фиксации	AR-3638-1


#### Необходимый инструментарий

Описание изделия	Арт. №
Сверло для FiberTak 1,8 мм	AR-3600D-2
Направитель для 2,4 мм FASTak и 2,4 мм SutureTak, троакар и обтуратор с тупым концом	AR-1948
Направитель изогнутый	AR-2948CT
Направитель сильно изогнутый, многоразовый	AR-2948CT-2

#### Рекомендуемые одноразовые материалы

Описание изделия	Арт. №
Одноразовый комплект FiberTak для безузловой фиксации, изогнутый	AR-3638DC
Одноразовый комплект FiberTak для безузловой фиксации, прямой	AR-3638DS
Сверло для FiberTak, гибкое, 1,8 мм	AR-3600ND-2

## FASTak II, FASTak, Bio-FASTak



### Фиксатор якорный резьбовой из титана или PLLA

- Титановый анкер часто можно вкручивать без предварительного сверления
- В случае анкера из PLLA сначала нужно вручную обрезать витки резьбы метчиком

#### FASTak II, FASTak, Bio-FASTak

Описание изделия	Арт. №
FASTak II с рукояткой, 2,8 мм × 11,7 мм, с FiberWire №2	AR-1324HF
FASTak II, 2,8 мм × 11,7 мм, с FiberWire №2	AR-1324SF
Bio-FASTak, 3 мм × 14 мм, с FiberWire №2	AR-1324BF
Bio-FASTak, 3 мм × 14 мм, с двумя FiberWire №2	AR-1324BF-2


#### Необходимый инструментарий

Описание изделия	Арт. №
Направитель для Bio-FASTak, троакар и обтуратор с тупым концом	AR-1325
Сверло для 2,8 мм FASTak II	AR-1324D
Метчик для Bio-FASTak (нерифленый)	AR-1324TB

#### Опциональные инструменты

Описание изделия	Арт. №
Метчик рифленый для Bio-FASTak	AR-1324TBF

Обратите внимание, что наличие узлов в плечевом суставе может привести к повреждению мягких тканей и (или) хряща.



**Фиксатор якорный забивной, заправленный материалом шовным FiberWireN°2**

- Фиксатор якорный можно имплантировать непосредственно через направитель после сверления
- Варианты анкера BioComposite и Bio-SutureTak имеют литое ушко для шовного материала

SutureTak, 2 мм

Описание изделия	Арт. №
SutureTak из BioComposite, 2 мм × 12 мм, с FiberWire N°1	AR-1934BCF-20
SutureTak из PEEK, 2 мм × 12 мм, с FiberWire N°1	AR-1934PF-20
Необходимый инструментарий	
Направитель для 2 мм SutureTak Сверло для 2 мм SutureTak Сверло для 2 мм SutureTak, для плотной костной ткани	AR-1986 AR-1934D-20 AR-1934D-20-1
Оptionальные инструменты	
Игла спинальная одноразовая 17 калибра, спица нитиноловая 1.1мм, расширитель, направитель и сверло, в наборе для чрескожного введения, для фиксатора якорного узлового забивного SutureTak 2 мм	AR-1934PI-20
SutureTak в комплекте одноразовых материалов с одноразовыми направителем и сверлом	AR-1934-20DS

SutureTak, 2,4 мм

Описание изделия	Арт. №
SutureTak из BioComposite, 2,4 мм × 12 мм, с FiberWire N°2	AR-1934BCF-24
SutureTak из BioComposite, 2,4 мм × 12 мм, с двумя FiberWire N°2	AR-1934BCF-24-2
SutureTak из PEEK, 2,4 мм × 12 мм, с FiberWire N°2	AR-1934PF-24
SutureTak, 2,4 мм × 12 мм, с FiberWire N°2	AR-1934BF-24
Необходимые инструменты	
Набор инструментов с направителем AR-1948 и сверлом AR-1934D-24	AR-1934-24S
Направитель, троакар и обтуратор с тупым концом для 2,4 мм FASTak и 2,4 мм SutureTak	AR-1948
Сверло для 2,4 мм SutureTak	AR-1934D-24

Обратите внимание, что наличие узлов в плечевом суставе может привести к повреждению мягких тканей и (или) хряща.

SutureTak, 2,4 мм

Описание изделия	Арт. №
Оptionальные инструменты	
2,4 мм SutureTak в комплекте одноразовых материалов с направителем AR-1945S и сверлом AR-1934D-24	AR-1934-24DS
Игла спинальная одноразовая 17 калибра, спица нитиноловая 1.1мм, расширитель, направитель и сверло, в наборе для чрескожного введения, для фиксатора якорного узлового забивного SutureTak 2,4 мм	AR-1934PI
Направитель одноразовый, обтуратор с троакарным концом для 2,4 мм FASTak и 2,4 мм SutureTak	AR-1945S
Направитель с зубцами по окружности, обтуратор с троакарным концом для 2,4 мм FASTak и 2,4 мм SutureTak	AR-1948CT
Направитель с офсетом для 2,4 мм SutureTak	AR-1948R
Сверло для 2,4 мм SutureTak, для плотной костной ткани	AR-1934D-24-1
Сверло для 2,4 мм SutureTak, для сверхплотной костной ткани	AR-1934D-24-2
Направитель сверла для 2,4 мм Bio-FASTak и 2,4 мм SutureTak, канюлированный	AR-1313

## SutureTak, 3 мм

Описание изделия	Арт. №
SutureTak из BioComposite, 3 мм × 14,5 мм, с FiberWire №2	AR-1934BCF
SutureTak из BioComposite, 3 мм × 14,5 мм, с TigerTail №2	AR-1934BCFT
SutureTak из BioComposite, 3 мм × 14,5 мм, с двумя FiberWire №2	AR-1934BCF-2
SutureTak из BioComposite, 3 мм × 14,5 мм, с двумя TigerTail №2	AR-1934BCFT-2
SutureTak из PEEK, 3 мм × 12 мм, с FiberWire №2	AR-1934PS
SutureTak из PEEK, 3 мм × 12 мм, с двумя FiberWire №2	AR-1934PS-2
<b>Необходимый инструментарий</b>	
Направитель, троакар и обтуратор с тупым концом для 2,8 мм FASTak II, 3 мм SutureTak и 2,4 мм и 2,9 мм PushLock	AR-1949
Сверло для 3 мм SutureTak	AR-1250LT
ShaverDrill для 3 мм SutureTak, 5 шт.	AR-1250LTSR
<b>Опциональные инструменты</b>	
SutureTak в комплекте одноразовых материалов с одноразовыми направителем и сверлом AR-1250LT	AR-1934DS-2
Игла спинальная одноразовая 17 калибра, спица нитиноловая 1.1 мм, расширитель, направитель и сверло, в наборе для чрескожного введения, для фиксатора якорного узлового забивного SutureTak 3 мм	AR-1934PI-30
Направитель одноразовый, обтуратор с троакарным концом для 2,8 мм FASTak, 3 мм SutureTak и 2,4 мм и 2,9 мм PushLock	AR-1949S
Направитель с офсетом одноразовый для 2,8 мм FASTak II, 3 мм SutureTak и 2,4 мм и 2,9 мм PushLock	AR-1934GS
Направитель с зубцами по окружности, обтуратор с троакарным концом для 2,8 мм FASTak II, 3 мм SutureTak и 2,4 мм и 2,9 мм PushLock	AR-1946
Направитель с офсетом для 2,8 мм FASTak II, 3 мм SutureTak и 2,4 мм и 2,9 мм PushLock	AR-1934R
Сверло для 3 мм Bio-SutureTak	AR-1250LT
Сверло для 3 мм SutureTak из BioComposite	AR-1250LTC
Сверло лопатообразное для 3 мм SutureTak	AR-1257
Набор инструментов для установки фиксатора якорного узлового забивного Bio-SutureTak	AR-1934S






# Направители для стабилизации плечевого сустава

Направители.....	32
Направители с офсетом.....	32
Направители изогнутые .....	33
Направители со скошенным концом.....	33

## Направители




### Направители с V-образным концом или зубцами по окружности

- V-образный конец позволяет размещать фиксатор якорный на краю суставной впадины
- Зубцы по окружности облегчают процесс установки и снижают риск соскальзывания

Описание изделия	Арт. №
Троакар одноразовый и обтуратор с тупым концом для 2,8 мм FASTak II, 3 мм SutureTak и 2,4 мм и 2,9 мм PushLock	AR-1949S
Направитель, троакар и обтуратор с тупым концом для 2,8 мм FASTak II, 3 мм SutureTak и 2,4 мм и 2,9 мм PushLock	AR-1949
Направитель с зубцами по окружности, обтуратор с троакарным концом для 2,8 мм FASTak II, 3 мм SutureTak и 2,4 мм и 2,9 мм PushLock	AR-1946
Направитель, обтуратор с троакарным концом для 3,7 мм SutureTak и 3,5 мм PushLock	AR-1907
Направитель с зубцами по окружности, обтуратор с троакарным концом для 3,7 мм SutureTak и 3,5 мм PushLock	AR-1906
Направитель, троакар и обтуратор с тупым концом для 2 мм FASTak и 2 мм SutureTak	AR-1986
Направитель одноразовый, обтуратор с троакарным концом для 2,4 мм FASTak и 2,4 мм SutureTak	AR-1945S
Направитель, троакар и обтуратор с тупым концом для 2,4 мм FASTak и 2,4 мм SutureTak	AR-1948
Направитель с зубцами по окружности, обтуратор с троакарным концом для 2,4 мм FASTak и 2,4 мм SutureTak	AR-1948CT

## Направители с офсетом




### Направитель с V-образным концом и эксцентричным канюлированием

- Для анатомической рефиксации суставной губы при восстановлении повреждений Банкарта и SLAP
- Позволяет выполнять воспроизводимое сверление в суставную впадину с точным офсетом 1,5 мм от края суставной впадины

Описание изделия	Арт. №
Направитель с офсетом одноразовый для 2,8 мм FASTak II, 3 мм SutureTak и 2,4 мм и 2,9 мм PushLock	AR-1934GS
Направитель с офсетом для 2,8 мм FASTak II, 3 мм SutureTak и 2,4 мм и 2,9 мм PushLock	AR-1934R
Направитель с офсетом для 3,7 мм SutureTak, 3,5 мм PushLock и 3 мм Bio-FASTak	AR-1909R
Направитель с офсетом для 2,4 мм SutureTak	AR-1948R



## Направители изогнутые



### Направители изогнутые с зазубренным концом

- Для использования с мягкотканными анкерами FiberTak
- С кривизной направителя 15° и 30°
- Обеспечивает более легкий доступ для размещения анкера в нижней части суставной впадины с помощью стандартных портов
- Одноразовые гибкие сверла поставляются с одноразовым гибким obturatorом для удобства введения направителя сквозь чрескожные порты


#### Направители изогнутые

Описание изделия	Арт. №
Направитель изогнутый для FiberTak	AR-2948CT
Направитель многоразовый сильно изогнутый для FiberTak	AR-2948CT-2

#### Рекомендуемые одноразовые материалы

Описание изделия	Арт. №
Сверло для FiberTak, гибкое, 1,6 мм	AR-3600ND-1
Комплект одноразовых материалов для FiberTak с 1,6 мм ShaverDrill, направителем изогнутым и obturatorом, 5 шт.	AR-3600NDSR-1
Комплект одноразовых материалов для FiberTak со сверлом гибким 1,6 мм, направителем изогнутым и obturatorом	AR-3600DC
Сверло для FiberTak, гибкое, 1,7 мм	AR-3600ND-3
Сверло для FiberTak, гибкое, 1,8 мм	AR-3600ND-2
Одноразовый комплект для FiberTak для безузловой фиксации, изогнутый	AR-3638DC

## Направители со скошенным концом



### Направитель с V-образно скошенным концом


- Острый конец V-образной формы обеспечивает надежную фиксацию в труднодоступных местах
- Конец со скосом позволяет видеть сверло

Описание изделия	Арт. №
Направитель канюлированный для 2,8 мм FASTak II, 3 мм SutureTak и 2,4 мм и 2,9 мм PushLock	AR-1317
Направитель канюлированный для 2,4 мм FASTak и 2,4 мм SutureTak	AR-1313



# Реконструкция дефектов костного края суставной впадины

Имплантаты и инструменты для операции Латарже .....	36
Артроскопическая реконструкция суставной впадины лопатки с использованием свободного костного блока .....	38
Артроскопическая методика с использованием J-Span.....	39
Ретрактор модульный для мягких тканей.....	39



### Шурупы и небольшая пластина для фиксации клювовидного отростка

#### ■ Шурупы

- Частично и полностью резьбовая поверхность
- Самосверлящиеся и самонарезающиеся
- Для направляющих спиц 1,6 мм
- Спонгиозный профиль резьбы

#### ■ Пластина клиновидная

- Шипы крепят пластину к клювовидному отростку и уменьшают риск перелома
- Улучшенная фиксация к шейке суставной впадины лопатки за счет распределения давления по клину

### Имплантаты и инструменты для операции Латарже

Описание изделия	Арт. №
Пластина клиновидная	AR-8111
Шуруп титановый, 4 мм × 32 мм, канюлированный, с резьбой по всей длине	AR-8740-32PTL
Шуруп титановый, 4 мм × 34 мм, канюлированный, с резьбой по всей длине	AR-8740-34PTL
Шуруп титановый, 4 мм × 36 мм, канюлированный, с резьбой по всей длине	AR-8740-36PTL
Шуруп титановый, 4 мм × 38 мм, канюлированный, с резьбой по всей длине	AR-8740-38PTL
Направитель проволочный с троакарным концом, 1,35 мм × 150 мм, для шурупов 4 мм	AR-14513K
Проволока Киршнера, 1,4 мм × 300 мм, для шурупов 4 мм	KW02-300-14.A
Отвертка шестигранная T15, канюлированная, для шурупов 4 мм	AR-8943-09
Шуруп титановый, 4,5 мм × 30 мм, канюлированный, с неполной резьбой	AR-8945-30PT
Шуруп титановый, 4,5 мм × 32 мм, канюлированный, с неполной резьбой	AR-8945-32PT
Шуруп титановый, 4,5 мм × 34 мм, канюлированный, с неполной резьбой	AR-8945-34PT
Шуруп титановый, 4,5 мм × 36 мм, канюлированный, с неполной резьбой	AR-8945-36PT
Шуруп титановый, 4,5 мм × 38 мм, канюлированный, с неполной резьбой	AR-8945-38PT
Шуруп титановый, 4,5 мм × 40 мм, канюлированный, с неполной резьбой	AR-8945-40PT
Направитель проволочный с троакарным концом, 1,57 мм × 17,78 см, для шурупов 4,5 мм	AR-8941-7
Направитель проволочный с троакарным концом, 1,57 мм × 304,8 мм, для шурупов 4,5 мм	AR-8941-12
Рукоятка 3,5 мм шестигранная, 178 мм, для шурупов 4,5 мм	AR-8100D
Шуруп титановый, 3,75 мм × 30 мм, канюлированный, с неполной резьбой	AR-7000-30
Шуруп титановый, 3,75 мм × 32 мм, канюлированный, с неполной резьбой	AR-7000-32
Шуруп титановый, 3,75 мм × 34 мм, канюлированный, с неполной резьбой	AR-7000-34
Шуруп титановый, 3,75 мм × 36 мм, канюлированный, с неполной резьбой	AR-7000-36

Описание изделия	Арт. №
Шуруп титановый, 3,75 мм × 38 мм, канюлированный, с неполной резьбой	AR-7000-38
Шуруп титановый, 3,75 мм × 40 мм, канюлированный, с неполной резьбой	AR-7000-40
Шуруп титановый, 3,75 мм × 42 мм, канюлированный, с неполной резьбой	AR-7000-42


### Необходимый инструментарий

Описание изделия	Арт. №
Лоток для инструментов для проведения открытых операций Латарже через минимальный разрез	AR-8100C
Вставка под шурупы для лотка для инструментов для проведения открытых операций Латарже через минимальный разрез	AR-8100C-SC
Ретрактор Swap, правый	AR-8102R
Ретрактор Swap, левый	AR-8102L
Ретрактор Gelri	AR-8104
Ретрактор Gelri для артроскопии	AR-8104A
Ретрактор нерва и фасции	AR-8101
Ретрактор с изогнутым лезвием, 18 мм	AR-8100-18
Ретрактор с изогнутым лезвием, 26 мм	AR-8100-26
Направитель сверла параллельный, 6 мм, с офсетом	AR-7000-04
Направитель сверла параллельный, 8 мм, с офсетом	AR-7000-05
Рукоятка для направителя сверла, длина 16,5 см	AR-9215-1-01
Измеритель длины шурупа, для rareфикации костной ткани суставной впадины лопатки	AR-7000-06
Направитель сверла для клювовидного отростка	AR-7000-07
Ретрактор типа Fukuda	AR-7000-08
Сверло 2,75 мм, канюлированное 1,67 мм	AR-7000-14
Шуруповерт Bio-Tenodesis, 4 мм	AR-1204D
Рукоятка отвертки с соединением АО, средняя	AR-13421AO
Остеотом для хондропластики, 100 мм	AR-1767
Лезвие сагитальной пилы 300, изогнутое, 19 мм × 10 мм × 0,6 мм	AR-300-450S
Устройство для временной компрессии, канюлированное	AR-14023TCDC

### Опциональные инструменты

Описание изделия	Арт. №
Ретрактор для открытых операций на плечевом суставе через минимальный разрез, 21 мм	AR-8100-21
Лопасть атравматическая сменная для модульного ретрактора мягких тканей, 50 мм, правая	AR-8170-50DR
Лопасть атравматическая сменная для модульного ретрактора мягких тканей, 50 мм, левая	AR-8170-50DL
Лезвие остеотома, для системы реконструкции дефекта края суставной впадины	AR-7000-01
Чехол защитный для лезвия остеотома	AR-7000-02
Рукоятка остеотома для аллотрансплантата мениска типа ласточкиного хвоста (DoveTail)	AR-2961
Рашпиль PoweRasp, 3,5 мм × 13 см	AR-8350PR
Рашпиль PoweRasp, 4 мм × 13 см	AR-8400PR
Рашпиль PoweRasp, 5,5 мм × 13 см	AR-8550PR

## Артроскопическая реконструкция суставной впадины лопатки с использованием свободного костного блока



### Специальные инструменты

- Применяются с трансплантатом из гребня подвздошной кости
- Для фиксации трансплантата с помощью рассасывающихся компрессионных фиксаторов винтовых из PLLA
- Рекомендуется осуществлять рефиксацию капсулы фиксаторами якорными
- Операцию Латарже можно выполнять для ревизии

### Артроскопическая реконструкция суставной впадины лопатки

Описание изделия	Арт. №
Фиксатор винтовой Bio-Compression, 3 мм × 26 мм	AR-5025B-26
Проволока Киршнера, 1,1 мм × 300 мм	KW02-300-11


### Необходимый инструментарий

Описание изделия	Арт. №
Направитель сверла параллельный	AR-5024
Сверло длинное для 26 мм шурупа Bio-Compression	AR-5025ETDC-26
Метчик длинный для 26 мм шурупа Bio-Compression	AR-5025ETBC-26
Отвертка длинная для 26 мм шурупа Bio-Compression	AR-5025EDB
Отвертка с соединением АО, малая	AR-2001AOT
Направитель для 2,8 мм FASTak II, 3 мм SutureTak и 2,9 мм PushLock, троакар и обтуратор с тупым концом	AR-1949
Сверло для короткого 2,9 мм PushLock, стерильное	AR-2923D-ST
Сверло для короткого 2,9 мм PushLock, для плотной костной ткани, стерильное	AR-2923DT-ST

### Имплантаты для рефиксации суставной капсулы

Описание изделия	Арт. №
PushLock из BioComposite, 2,9 мм × 10,7 мм	AR-2923BC
PushLock из ПEEK, 2,9 мм × 10,7 мм	AR-2923PS
Материал шовный LabralTape 1,5 мм, 91,4 см, плетеный, полиэтиленовый (черно-белый)	AR-7276T
Материал шовный SutureTape, 1,3 мм, 91,4 см, плетеный, полиэтиленовый, с круглыми концами и конической иглой (бело-синий)	AR-7500

## Артроскопическая методика с использованием J-Span



### Специальные инструменты

- Применяются с трансплантатом из гребня подвздошной кости
- Для фиксации трансплантата плотной посадкой
- Рекомендуется осуществлять рефиксацию суставной капсулы анкерами
- Комплекс суставной капсулы и суставной губы можно повторно присоединить с использованием системы PushLock в ходе процедуры артроскопии
- Операцию Латарже можно выполнять для ревизии


### Необходимый инструментарий

Описание изделия	Арт. №
Ретрактор тупой, U-образный конец, тип J-span	SP-7100-01
Ретрактор вилкообразный, 15 мм рельсы, тип J-span	SP-7100-02N
Ретрактор вилкообразный, 20 мм рельсы, тип J-span	SP-7100-02W
Долото артроскопическое, 15 мм, большой клин, тип J-Span	SP-7100-03NL
Долото артроскопическое, 15 мм, малый клин, тип J-Span	SP-7100-03NS
Долото артроскопическое, 20 мм, большой клин, тип J-Span	SP-7100-03WL
Долото артроскопическое, 20 мм, малый клин, тип J-Span	SP-7100-03WS
Измеритель металлический с рукояткой, 15 мм, тип J-span	SP-7100-04N
Пробный компонент металлический с рукояткой, 20 мм, тип J-span	SP-7100-04W
Устройство для установки костного трансплантата, тип J-span	SP-7100-05

### Необходимые одноразовые материалы

Описание изделия	Арт. №
Проводник 1,57 мм, длина 30 см, SU	AR-8941-12

## Ретрактор модульный для мягких тканей



### Ретрактор универсальный

- Для разведения мышечных пучков в области плечевого сустава
- Для восстановления вращательной манжеты открытым способом через минимальный разрез
- Самофиксирующийся и самоудерживающийся
- Стабильная и атравматическая экспозиция зоны операции за счет модульных лопастей
- Ретрактор не смещается при некотором диапазоне движений в плечевом суставе

Описание изделия	Арт. №
Ретрактор модульный для мягких тканей	AR-8170
Ретрактор модульный для мягких тканей, в наборе	AR-8170S
Ретрактор модульный для мягких тканей атравматический, в наборе	AR-8170DS
Лопаста атравматические, в наборе, 75 мм, для ретрактора модульного для мягких тканей (сменные лопасти присутствуют во всех наборах)	AR-8170-75DS

Наложение швов.....	42
FastPass Scorpion SL.....	42
Labral Scorpion QL.....	42
BirdBeak.....	43
Нитепротягиватель Rhino.....	43
Нитеуловитель Penetrator.....	44
QuickPass SutureLasso.....	44
SutureLasso SD.....	45
ReelPass SutureLasso.....	45
Banana SutureLasso.....	46
Micro SutureLasso.....	46
Инструмент для чрескостного проведения шовного материала.....	47
SutureSnare.....	47
FiberTape KingFisher.....	48




# Инструменты для наложения швов и подготовки места фиксации

Нитеуловитель для FiberTape.....	48
Нитеуловитель.....	49
Зажим для вращательной манжеты.....	49
Зажим для FiberWire.....	50
Обратный зажим.....	50
Крючок «вязальный».....	50
<b>Завязывание узлов и обрезание шовного материала.....</b>	<b>51</b>
Выкусыватель материала шовного.....	51
Толкатель узлов.....	51
Толкатель узлов 6th Finger.....	52
<b>Зонды, кюретки D-образные и элеваторы тканей.....</b>	<b>52</b>
Зонды.....	52
Кюретки кольцевые и D-образные.....	52
Элеватор тканей и система препарирования костной ткани.....	53

# Наложение швов

## FastPass Scorpion SL




### Нитепротягиватель для вращательной манжеты

- Бранша нижняя тупая, для боковой заправки шовного материала
- Механизм FastPass позволяет автоматически извлекать шовный материал сразу же после его проведения

Описание изделия	Арт. №
Нитепротягиватель FastPass Scorpion SL Игла SCORPION-multifire	AR-13999MFF AR-13995N

## Labral Scorpion QL



### Нитепротягиватель для суставной губы

- Низкопрофильная конструкция обеспечивает маневренность в полости плечевого сустава
- Изогнутая нижняя бранша облегчает зажатие суставной губы
- Механизм FastPass

Описание изделия	Арт. №
Labral Scorpion QL Игла SCORPION-multifire	AR-13998QLF AR-13995N

## BirdBeak



### Нитепротягиватель с коническим концом

- BirdBeak имеет очень острый конец и жесткий стержень, что предотвращает его деформацию при сдвиге тканей
- BirdBeak имеет зажим с зубчатой браншей для захвата шовного материала

Описание изделия	Арт. №
Зажим BirdBeak, конец изогнут вверх на 22°, с FlushPort	AR-11810SRF
BirdBeak, конец изогнут вверх на 45°, с FlushPort	AR-11800F
BirdBeak, конец изогнут вверх на 22°, с FlushPort	AR-11890F
BirdBeak, прямой конец, с FlushPort	AR-11880F
BirdBeak, прямой конец, изгиб у рукоятки вправо на 45°, с FlushPort	AR-11886F
BirdBeak, прямой конец, изгиб у рукоятки влево на 45°, с FlushPort	AR-11887F

## Нитепротягиватель Rhino




### Нитепротягиватель с изогнутым концом

- Новая конструкция бранши с нижним открыванием
- Изогнутые в сторону концы идеально подходят для использования на суставной губе
- Для проведения шовного материала вокруг мягких тканей или сквозь них

Описание изделия	Арт. №
Нитепротягиватель Rhino, прямые бранши, с FlushPort	AR-11850SRF
Нитепротягиватель Rhino, изогнутые вправо бранши, с FlushPort	AR-11851SRF
Нитепротягиватель Rhino, изогнутые влево бранши, с FlushPort	AR-11852SRF

## Нитеуловитель Penetrator




### Нитепротягиватель с круглым концом, 2,75 мм

- Для FiberTape имеется специальная модель
- Идеально подходит для проведения шовного материала через вращательную манжету и проксимальное сухожилие двуглавой мышцы плеча
- Вариант с закругленной внутренней браншей позволяет легко извлекать шовный материал FiberTape

Описание изделия	Арт. №
Нитеуловитель Penetrator, конец изогнут вверх на 15°, с FlushPort	AR-2167-2F
Нитеуловитель Penetrator, прямой, с FlushPort	AR-2167ST-2F
Нитеуловитель Penetrator для FiberTape, конец изогнут вверх на 15°, с FlushPort	AR-2167-3F
Нитеуловитель Penetrator для FiberTape, прямой, с FlushPort	AR-2167ST-3F

## QuickPass SutureLasso



### Нитепротягиватель с регулировочным колесиком

- С нитиновой проволочной петлей
- Возможность использования с шовным материалом FiberStick №2 или шовным материалом одноволоконным
- Цветовая маркировка
- Тонкий стержень 3,8 мм и конец 1,8 мм


### QuickPass SutureLasso

Описание изделия	Арт. №
Нитепротягиватель QuickPass, 30° прямой	AR-6068-30
Нитепротягиватель QuickPass, 90° прямой	AR-6068-90
Нитепротягиватель QuickPass, изгиб на 90°	AR-6068-90T
Нитепротягиватель QuickPass, серповидный изгиб	AR-6068C
Нитепротягиватель QuickPass, изгиб вправо на 25°	AR-6068-25TR
Нитепротягиватель QuickPass, изгиб вправо на 45°	AR-6068-45R
Нитепротягиватель QuickPass, изгиб вправо на 90°	AR-6068-90R
Нитепротягиватель QuickPass, изгиб влево на 25°	AR-6068-25TL
Нитепротягиватель QuickPass, изгиб влево на 45°	AR-6068-45L
Нитепротягиватель QuickPass, изгиб влево на 90°	AR-6068-90L
Нитепротягиватель QuickPass	AR-6068-01

### Дополнительный шовный материал

Описание изделия	Арт. №
FiberStick, FiberWire №2, 127 см (синий), один конец негнувшийся, 30 см, 5 шт.	AR-7209
TigerStick, TigerWire №2, 127 см (черно-белый), один конец негнувшийся, 30 см, 5 шт.	AR-7209T

## SutureLasso SD




**Нитепротягиватель с упором для большого пальца для облегчения продвижения шовного материала**

- Контролируемое проведение шовного материала
- Простая и быстрая смена шовного материала

Описание изделия	Арт. №
SutureLasso SD, 30° прямой	AR-4068-30
SutureLasso SD, изгиб вверх на 90°	AR-4068-90
SutureLasso SD, серповидный изгиб	AR-4068C
SutureLasso SD, изгиб вправо на 25°	AR-4068-25TR
Нитепротягиватель SutureLasso SD, изгиб вправо на 45°	AR-4068-45R
Нитепротягиватель SutureLasso SD, изгиб вправо на 90°	AR-4068-90R
SutureLasso SD с FiberStick, сильный изгиб вправо на 25°	AR-4068-25TRF
Нитепротягиватель SutureLasso SD, изгиб влево на 25°	AR-4068-25TL
Нитепротягиватель SutureLasso SD, изгиб влево на 45°	AR-4068-45L
Нитепротягиватель SutureLasso SD, изгиб влево на 90°	AR-4068-90L
SutureLasso SD с FiberStick, сильный изгиб влево на 25°	AR-4068-25TLF
Нитепротягиватель SutureLassoSD	AR-4068-05SD

## ReelPass SutureLasso




**Нитепротягиватель с петлей из шовного материала нейлонового одноволоконного N°1**

- В катушке 9.14 м шовного материала
- Особо тонкий конец 1,5 мм
- С регулировочным колесиком
- Данный шовный материал подходит только для проведения, но не для фиксации мягких тканей

Описание изделия	Арт. №
Нитепротягиватель ReelPass SutureLasso, 90°, прямой	AR-6069-90
Нитепротягиватель ReelPass SutureLasso, изгиб вправо на 45°	AR-6069-45R
Нитепротягиватель ReelPass SutureLasso, изгиб влево на 45°	AR-6069-45L

## Banana SutureLasso




### Изогнутый нитепротягиватель

- Конец 2,3 мм
- Подходит для использования на вращательной манжете и введения через порт Neviaser

Описание изделия	Арт. №
Banana SutureLasso	AR-4065B

## Micro SutureLasso




### Инструменты для применения на малых суставах

- Петли с коротким стержнем
- Нитепротягиватель можно использовать как отдельный инструмент для проведения шовного материала через костные туннели, так и в комбинации с петлей

Описание изделия	Арт. №
Нитепротягиватель Micro SutureLasso, прямой	AR-8703
Нитепротягиватель Micro SutureLasso, плавный изгиб	AR-8701
Нитепротягиватель Micro SutureLasso, резкий изгиб	AR-8702
Нитепротягиватель Micro SutureLasso	AR-8701SR

## Инструмент для чрескостного проведения шовного материала




### Инструмент с нитиноловой проволочной петлей на конце

- Очень гибкий стержень
- Позволяет проводить шовный материал через костные туннели

Описание изделия	Арт. №
Инструмент для чрескостного проведения шовного материала	AR-1000

## SutureSnare




### Нитепротягиватель для однопортальной методики с нитиноловым проволочным крючком

- Управление проволочным крючком с помощью регулировочного колесика
- Свободное перемещение шовного материала
- Небольшой конец устройства типа лассо защищает мягкую ткань

Описание изделия	Арт. №
Нитепротягиватель SutureSnare, 90°, прямой	AR-6060-90

## FiberTape KingFisher




### Зажим артроскопический универсальный

- Может использоваться для захвата и репозиции ткани, удаления инородных тел и наложения швов
- Выпускаются как с механизмом саморазблокировки браншей (SR рукоятка), так и с неблокирующим механизмом (NR рукоятка)
- Внутренний круглый конец бранши позволяет легко извлекать лентообразный шовный материал

Описание изделия	Арт. №
FiberTape KingFisher, с SR рукояткой, с FlushPort	AR-13971SRF
FiberTape KingFisher, с NR рукояткой, с FlushPort	AR-13971NRF

## Нитеуловитель для FiberTape



### Инструмент для удобного проведения или захвата шовного материала, в том числе лентообразного

- Закругленный верхний конец уменьшает трение
- Миниатюрные инструменты с небольшим концом для применения с канюлями из наборов для чрескожного введения анкера

Описание изделия	Арт. №
Нитеуловитель FiberTape, с SR рукояткой, с FlushPort	AR-13974SRF
Мини-нитеуловитель FiberTape, с SR рукояткой, с FlushPort	AR-12974SRF
Нитеуловитель FiberTape, с NR рукояткой, с FlushPort	AR-13974NRF
Мини-нитеуловитель FiberTape, с NR рукояткой, с FlushPort	AR-12974NRF



## Нитеуловитель



**Инструмент для свободного проведения шовного материала размером до N°5**

- Для применения с канюлями из наборов для чрескожного введения фиксаторов якорных

Описание изделия	Арт. N°
Нитеуловитель, 3,4 мм, прямой, с FlushPort	AR-12540F
Нитеуловитель, 3,4 мм, изгиб вверх на 15°, с FlushPort	AR-12550F
Нитеуловитель, 3,4 мм, изгиб влево на 45°, с FlushPort	AR-12590F
Нитеуловитель, 3,4 мм, изгиб вправо на 45°, с FlushPort	AR-12580F

## Зажим для вращательной манжеты



**Инструмент для проверки подвижности вращательной манжеты**

- Широкие бранши для увеличения площади соприкосновения

Описание изделия	Арт. N°
Зажим для вращательной манжеты, с SR рукояткой, с FlushPort	AR-13960SRF
Зажим для вращательной манжеты, с NR рукояткой, с FlushPort	AR-13960NRF

## Зажим для FiberWire



### Инструмент для захвата нескольких шовных материалов

- Полностью зубчатые бранши

Описание изделия	Арт. №
Зажим FiberWire, с SR рукояткой, с FlushPort	AR-13975SRF
Зажим FiberWire, с NR рукояткой, с FlushPort	AR-13975NRF

## Обратный зажим




### Зажим с перевернутой браншей

- Можно использовать для протягивания (а не проталкивания) заплат в ходе SCR
- Можно использовать для протягивания в канюлях PassPort Button

Описание изделия	Арт. №
Обратный зажим, с SR рукояткой, с FlushPort	AR-12531SR
Обратный зажим, с NR рукояткой, с FlushPort	AR-12531NR

## Крючок «вязальный»



### Инструмент для свободного проведения шовного материала


- Для извлечения отдельных нитей шовного материала
- Крючок с загибом по типу вязального крючка для проведения/захвата шовного материала также

можно использовать в качестве толкателя узлов

Описание изделия	Арт. №
Крючок «вязальный»	AR-5008H
Крючок «вязальный» для проведения/захвата шовного материала	AR-5009H
Крючок для шовного материала	AR-5007H

# Завязывание узлов и обрезание шовного материала

## Выкусыватель материала шовного




### Артроскопический инструментарий для обрезания шовного материала

- Вариант с закрытым концом предназначен для внесуставной заправки
- Вариант с открытым концом позволяет выполнять заправку во время артроскопической процедуры
- Вариант с офсетом для шовного материала №2 и №5 обрезает шовный материал, оставляя 3 мм конца шовного материала
- Выкусыватель шовного материала FiberTape позволяет обрезать за один раз несколько FiberTape заподлицо
- Миниатюрный выкусыватель шовного материала позволяет обрезать шовный материал, в том числе лентообразный SutureTape и LabralTape

Описание изделия	Арт. №
Выкусыватель шовного материала, 4,2 мм, прямой (применяется с шовным материалом №2 и №5), с FlushPort	AR-12250F
Выкусыватель шовного материала, 4,2 мм, открытый конец, левосторонняя прорезь (применяется с любым шовным материалом), с FlushPort	AR-11794LF
Выкусыватель для FiberTape, с FlushPort	AR-13250F
Мини-выкусыватель шовного материала, с FlushPort	AR-13255F

## Толкатель узлов




### Толкатель узлов для артроскопического швения внахлест

- Для FiberWire и SutureTape

Описание изделия	Арт. №
Толкатель узлов, однопросветный	AR-1299
Толкатель узлов, закрытый конец	AR-1305

# Завязывание узлов и обрезание шовного материала

## Толкатель узлов 6<sup>th</sup> Finger



Одноразовый инструмент двухтрубного типа для проталкивания узлов

Описание изделия	Арт. №
Толкатель узлов 6 <sup>th</sup> Finger	AR-1930S

# Зонды, кюретки D-образные и элеваторы тканей


## Зонды



Зонды с изогнутым или шарнирно-сочлененным концом

Описание изделия	Арт. №
Зонд шарнирно-сочлененный	AR-10100
Зонд, 5,4 мм	AR-10000
Зонд, 3,4 мм	AR-10010

## Кюретки кольцевые и D-образные



Острая кюретка для удаления мягких тканей и хряща при подготовке места фиксации


### Кюретки D-образные

Описание изделия	Арт. №
Кюретка D-образная, обе стороны режущие, 5,4 мм × 150 мм	AR-22020
Кюретка D-образная, обе стороны режущие, 3,4 мм × 150 мм	AR-23020

### Кюретки кольцевые

Описание изделия	Арт. №
Кюретка кольцевая, 5,4 мм, одна режущая сторона	AR-20010
Кюретка кольцевая, 5,4 мм, обе стороны режущие	AR-20020

## Элеватор тканей и система препарирования костной ткани



### Модульная система с рукояткой и различными концами

#### Элеватор тканей, в наборе

Описание изделия	Арт. №
Рукоятка для быстрого соединения, без храпового механизма	AR-2003NR
Лоток для инструментария и элеватора тканей	AR-1344C

#### Дополнительные инструменты


Описание изделия	Арт. №
Элеватор тканей, изогнутый вниз на 15°	AR-1344-15
Элеватор тканей, 15° изогнутый вниз и 30° влево	AR-1344-1530L
Элеватор тканей, 15° изогнутый вниз и 30° вправо	AR-1344-1530R
Элеватор тканей, 30° изогнутый вниз	AR-1344-30
Рашпиль для дебридмента	AR-1344-DR
Кюретка D-образная, 5,4 мм	AR-1344-LC
Рашпиль с шаровидным концом, 40°	AR-1344-MR
Инструмент для хондропластики, изогнутый	AR-1344-P
Элеватор, стандартное исполнение, 15°	AR-1344SE-15
Элеватор, стандартное исполнение, 30°	AR-1344SE-30
Кюретка кольцевая	AR-1344-RC



# Артроскопические канюли и инфузионная терапия

Канюля PassPort Button.....	56
Устройства для введения канюли PassPort Button.....	56
Канюля Gemini SR8 .....	57
Канюли TripleDam Twist-In .....	57
Канюли Twist-In.....	58
Канюля Crystal .....	58
Канюля 5 мм низкопрофильная.....	59
Принадлежности для канюли .....	59
Канюля Shoehorn.....	60
Заглушка портальная .....	61

## Канюля PassPort Button



### Гибкая силиконовая канюля

- С двойной перегородкой и широким фланцем
- Идеально вводится со специальным устройством для введения PassPort
- Введение с одной или двумя (версия 12 мм) распорками для оптимального размещения в мягкой ткани
- Канюля не препятствует внутрисуставному обзору

### Канюля PassPort Button

Описание изделия	Арт. №
Канюля PassPort Button, 6 мм внут.диам. × 2 см	AR-6592-06-20
Канюля PassPort Button, 6 мм внут.диам. × 3 см	AR-6592-06-30
Канюля PassPort Button, 6 мм внут.диам. × 4 см	AR-6592-06-40
Канюля PassPort Button, 8 мм внут.диам. × 2 см	AR-6592-08-20
Канюля PassPort Button, 8 мм внут.диам. × 3 см	AR-6592-08-30
Канюля PassPort Button, 8 мм внут.диам. × 4 см	AR-6592-08-40
Канюля PassPort Button, 8 мм внут.диам. × 5 см	AR-6592-08-50
Канюля PassPort Button, 8 мм внут.диам. × 6 см	AR-6592-08-60
Канюля PassPort Button, 10 мм внут.диам. × 2 см	AR-6592-10-20
Канюля PassPort Button, 12 мм внут.диам. × 3 см	AR-6592-10-30
Канюля PassPort Button, 10 мм внут.диам. × 4 см	AR-6592-10-40
Канюля PassPort Button, 12 мм внут.диам. × 3 см	AR-6592-12-30
Канюля PassPort Button, 12 мм внут.диам. × 4 см	AR-6592-12-40
Канюля PassPort Button, 12 мм внут.диам. × 5 см	AR-6592-12-50

### Опциональные инструменты

Описание изделия	Арт. №
Жахим кровоостанавливающий PassPort	AR-6592
Канюля открытая, тупоконечная	AR-6507
Устройство измерительное PassPort	AR-6592M
Адаптер притока/оттока PassPort	AR-6592F

## Устройства для введения канюли PassPort Button




### Инструменты многоразовые для введения канюль PassPort Button

- Вводите инструмент до тех пор, пока не увидите конец инструмента в артроскоп; чтобы подобрать соответствующий размер канюли PassPort, выберите следующую в проксимальном направлении лазерную маркировку на наружной поверхности стержня инструмента
- Сложите внутренний фланец канюли через отверстие на конце инструмента
- Введите инструмент с присоединенной канюлей. Для извлечения продолжайте проталкивание, пока канюля PassPort не выскользнет

Описание изделия	Арт. №
Устройство для введения канюли PassPort 8 мм	AR-6591-08PI
Устройство для введения канюли PassPort 10 мм	AR-6592-10PI
Устройство для введения канюли PassPort 12 мм	AR-6592-12PI



## Канюля Gemini SR8



### Канюля с раскладывающимися крылышками

- Крылышки для фиксации препятствуют выпадению канюли
- Подвижная, прозрачная внутренняя втулка обеспечивает хорошую видимость операционного поля
- Вводится с помощью очень тонкого сменного стержня 2.6 мм

Канюля Gemini SR8

Описание изделия	Арт. №
Канюля Gemini, 8,25 мм × 9 см	AR-6572

### Необходимые инструменты

Описание изделия	Арт. №
Штанга сменная, 2,6 мм × 305 мм	AR-6572S

## Канюли TripleDam Twist-In



### Канюля вкручиваемая с дополнительной перегородкой

- Расположенная в конце перегородка имеет отверстие, что обеспечивает контролируемый слив воды и предотвращает разбрызгивание
- С одноразовым obturatorом
- Многократные obturatorы позволяют вводить сменный стержень размером более 4 мм


Канюли TripleDam Twist-In

Описание изделия	Арт. №
Канюля TripleDam Twist-In с клапаном и тремя перегородками, 8,25 мм внут.диам. × 7 см	AR-6530TD

### Рекомендуемые инструменты

Описание изделия	Арт. №
Обтуратор многократный (для AR-6530, AR-6530N, AR-6566 и AR-6570F)	AR-6531

## Канюли Twist-In



### Канюля вкручиваемая

- К каждой канюле прилагается герметичный колпачок и одноразовый obturator
- Наличие резьбы существенно уменьшает вероятность «выпадения» канюли при удалении инструментов


#### Канюли Twist-In

Описание изделия	Арт. №
Канюля Twist-In с прорезью, 8,25 мм внут. диам. × 7 см	AR-6530N
Канюля Twist-In, 8,25 мм внут.диам. × 7 см	AR-6530
Канюля Twist-In, 8,25 мм внут.диам. × 9 см	AR-6540
Канюля Twist-In, 7 мм внут.диам. × 7 см	AR-6570
Канюля Twist-In, 7 мм внут.диам. × 7 см, гибкая	AR-6570F
Канюля Twist-In, 6 мм внут.диам. × 7 см	AR-6535
Канюля Twist-In, 6 мм внут.диам. × 9 см	AR-6545
Канюля с неполной резьбой, 8,25 мм внут. диам. × 7 см	AR-6566
Канюля с неполной резьбой, 8,25 мм внут. диам. × 9 см	AR-6575-09
Канюля с неполной резьбой, 8,25 мм внут. диам. × 11 см	AR-6575-11
Канюля с неполной резьбой, 7 мм внут.диам. × 7 см	AR-6567
Канюля инструментальная, 5,5 мм внут.диам. × 9 см	AR-6532
Канюля инструментальная, 7 мм внут.диам. × 7 см	AR-6550

#### Рекомендуемые инструменты

Описание изделия	Арт. №
Обтуратор многоразовый (для AR-6530, AR-6530N, AR-6566 и AR-6570F)	AR-6531
Обтуратор многоразовый (для AR-6535)	AR-6536
Обтуратор многоразовый (для AR-6540 и AR-6575-09)	AR-6541
Обтуратор многоразовый (для AR-6545)	AR-6546
Обтуратор многоразовый (для AR-6550, AR-6567 и AR-6570)	AR-6549

## Канюля Crystal



### Канюля с бочкообразным резервуаром для сбора жидкости

#### Канюли Crystal

Описание изделия	Арт. №
Канюля Crystal, 5,75 мм внут. диам. × 7 см, дистальное кольцо	AR-6560
Канюля Crystal, 5,75 мм внут. диам. × 7 см, гладкая	AR-6562
Канюля Crystal, 5,75 мм внут. диам. × 7 см, с неполной резьбой	AR-6564
Канюля Crystal, 5,75 мм внут. диам. × 7 см, гибкая, дистальное кольцо	AR-6560F

#### Рекомендуемые инструменты

Описание изделия	Арт. №
Обтуратор многоразовый (для AR-6560, AR-6562, AR-6564 и AR-6560F)	AR-6563

## Канюля 5 мм низкопрофильная



### Канюля 5 мм низкопрофильная

Описание изделия	Арт. №
Канюля низкопрофильная, 5 мм внут.диам. × 7 см	AR-6548

## Принадлежности для канюли




### Сменные стержни и канюлированные обтураторы для контролируемого введения канюли

- Сменный стержень для введения через небольшой прокол
- Канюлю вводят и поворачивают на канюлированном обтураторе, пока она не защелкнется в нужном положении на обтураторе

Описание изделия	Арт. №
Обтуратор многоразовый (для AR-6530, AR-6530N, AR-6566 и AR-6570F)	AR-6531
Обтуратор многоразовый (для AR-6535)	AR-6536
Обтуратор многоразовый (для AR-6540 и AR-6575-09)	AR-6541
Обтуратор многоразовый (для AR-6545)	AR-6546
Обтуратор многоразовый (для AR-6550, AR-6567 и AR-6570)	AR-6549
Обтуратор многоразовый (для AR-6560, AR-6562, AR-6564 и AR-6560F)	AR-6563
Штанги сменные, 4 мм, длина 23 см	AR-3020
Шток Wissinger, 4 мм	AR-3025
Сменный стержень сверхдлинный, 4 мм	AR-3026
Расширители порталные, в наборе	AR-6520S
Спица запасная (для AR-6520S)	AR-6521
Кран стопорный одноходовой, с разъемом Luer Lock	AR-6561

## Канюля Shoehorn




### Канюля с пазом

- Облегчает введение инструментов большого размера

Описание изделия	Арт. №
Канюля Shoehorn, 6 мм внут.диам. × 9 см	AR-6565

## Заглушка портальная



### Заглушки портальные многоразовые, из ПEEK

- Крутая резьба обеспечивает быстрое введение за два полных оборота
- Широкая резьба не дает заглушке выпасть даже при максимальном давлении насоса
- Меньший размер можно применять для закрытия колющего разреза, сделанного лезвием скальпеля №11; большие размеры можно применять для закрытия разрезов, используемых для канюли с внут. диам. 8,25 мм

Описание изделия	Арт. №
Заглушка портальная, многоразовая, 10 мм	AR-6591-10
Заглушка портальная, многоразовая, 14 мм	AR-6591-14



# Набор для восстановления плечевого сустава

Набор для восстановления плечевого сустава..... 64

## Набор для восстановления плечевого сустава



### Набор специальных инструментов для артроскопических процедур

#### Набор для восстановления плечевого сустава (AR-8402S)

Описание изделия	Арт. №
Зонд, 5,4 мм	AR-10000
BirdBeak, изогнутая вверх на 45° бранша, 2,75 мм, с FlushPort	AR-11800F
BirdBeak, изогнутая вверх на 22° бранша, 2,75 мм, с FlushPort	AR-11890F
Нитеуловитель с FlushPort	AR-12540F
Рашпиль для дебрідмента плечевого сустава	AR-1282L
Толкатель узлов, закрытый конец	AR-1305
Рашпиль SLAP	AR-1309
Рашпиль для суставной впадины лопатки	AR-1312
Рашпиль Банкарта	AR-1312-90
Элеватор тканей для плечевого сустава, 15°	AR-1342-15
Элеватор тканей для плечевого сустава, 30°	AR-1342-30



Набор для восстановления плечевого сустава (AR-8402S)


Описание изделия	Арт. №
Зажим для вращательной манжеты, с FlushPort Нитеуловитель KingFisher/тканевой зажим, с FlushPort Зажим FiberWire, с SR рукояткой, с FlushPort Кюретка кольцевая, 5,4 мм, обе стороны режущие Нитеуловитель Penetrator, изогнутый вверх на 15°, с FlushPort Штанга сменная сверхдлинная Крючок для шовного материала	AR-13960SRF AR-13970SRF AR-13975SRF AR-20020 AR-2167-2F AR-3026 AR-5007H
Обтуратор многоразовый для канюли Twist-In AR-6530 Обтуратор многоразовый для канюли Twist-In AR-6535 Обтуратор многоразовый для канюли Twist-In AR-6540 и AR-6575-09 Обтуратор многоразовый для канюли Twist-In AR-6550, AR-6567 и AR-6570 Обтуратор многоразовый для канюли инструментальной AR-6560 и AR-6562	AR-6531 AR-6536 AR-6541 AR-6549 AR-6563
Лоток для инструментов для реконструктивной хирургии плеча	AR-8402C



# Системы для восстановления АКС

Пуговица Dog Bone .....	68
AC TightRope.....	68
Twin Tail TightRope.....	69
AC <i>Internal</i> Brace.....	69
Помощь при восстановлении хронических повреждений акромиально-ключичного сустава (АКС) .....	70
Основной набор для АКС.....	71

## Пуговица Dog Bone



### Пуговица анатомической формы

- Пазы обеспечивают возможность вставки двух петель FiberTape
- Прочный титановый материал
- Размер канала 2,4 мм или 3 мм является достаточным, так как для введения пуговицы не используется чрескостная методика

### Пуговица Dog Bone

Описание изделия	Арт. №
Система имплантации для лечения острого вывиха АКС, с петлей FiberTape, петлей TigerTape, сверлом канюлированным 3 мм, петлей проволочной SutureLasso SD и двумя пуговицами Dog Bone	AR-2271
Пуговица Dog Bone FiberTape с петлей, 2 мм, 20 см (синий), на концах сужается до FiberWire №2	AR-2270
TigerTape с петлей, 2 мм, 20 см (черно-белый), на концах сужается до TigerWire №2	AR-7275 AR-7275T


### Необходимый инструментарий

Описание изделия	Арт. №
Набор для восстановления АКС и дополнительные рекомендуемые инструменты (стр. 71)	AR-2255MS

### Необходимые одноразовые материалы

Описание изделия	Арт. №
SutureLasso SD с петлей проволочной	AR-4068-05SD
Сверло, канюлированное, для восстановления АКС, 2,4 мм	AR-2257D-24
Сверло, канюлированное, для восстановления АКС, 3 мм	AR-2257D-30

## AC TightRope



### Конструкция из пуговичного шва

- С четырьмя трансплантационными нитями FiberWire №5
- Для открытой хирургии и артроскопии

### AC TightRope

Описание изделия	Арт. №
AC TightRope, в комплекте	AR-2257

### Необходимый инструментарий

Описание изделия	Арт. №
Набор для восстановления АКС и дополнительные рекомендуемые инструменты (стр. 71)	AR-2255MS


### Необходимые одноразовые материалы

Описание изделия	Арт. №
Спица направляющая с резьбовым кончиком, 2,4 мм	AR-1250L

### Оptionальные одноразовые материалы

Описание изделия	Арт. №
SutureLasso SD с проволочной петлей	AR-4068-05SD
Инсертер пуговицы шовной	AR-2262

## Twin Tail TightRope



### Набор из двух ключичных пуговиц и шовного материала

- Для реконструкции конусовидной и трапециевидной связок (по одному набору для каждой)
- Методика открытого доступа через минимальный разрез

#### Twin Tail TightRope

Описание изделия	Арт. №
Пуговица шовная Twin Tail-TightRope, в наборе	AR-2264

#### Необходимый инструментарий

Описание изделия	Арт. №
Набор для восстановления АКС и дополнительные рекомендуемые инструменты (стр. 71)	AR-2255MS
SutureLasso SD, серповидный изгиб	AR-4068C
Нитепротягиватель Micro SutureLasso, плавный изгиб	AR-8701

## AC InternalBrace



### Горизонтальная стабилизация АКС

- Стабилизация и ограничение заднего смещения ключицы в острых случаях
- Концепция *InternalBrace* использует анкера SwiveLock для безузловой фиксации и прочный FiberTape


#### Необходимые имплантаты

Описание изделия	Арт. №
SwiveLock из BioComposite, 3,5 мм × 15,8 мм, перфорированный	AR-2325BCC
SwiveLock C из BioComposite, 4,75 мм × 19,1 мм, с закрытым ушком	AR-2324BCC
FiberTape, 2 мм, 18 см (синий) лентообразный, на концах сужается до FiberWire №2, 76 см	AR-7237-7

#### Необходимые инструменты

Описание изделия	Арт. №
Направитель для AC <i>InternalBrace</i>	AR-2276-05
Сверло для 4,75 мм SwiveLock	AR-2276D
Сверло для 3,5 мм SwiveLock	AR-2325D

## Помощь при восстановлении хронических повреждений акромиально-ключичного сустава (АКС)




### Инструменты для работы с трансплантатом

- Нитепротягиватель позволяет выполнять медиальное извлечение шовного материала вокруг клювовидного отростка артроскопическим способом
- Гибкий обтуратор с силиконовой втулкой 10 мм расширяет мягкие ткани перед втягиванием трансплантата
- Нитепротягиватели для трансплантата клювовидного отростка для открытого восстановления АКС

Описание изделия	Арт. №
Нитепротягиватель для клювовидного отростка	AR-2252
Нитепротягиватель для трансплантата клювовидного отростка, правосторонний	AR-2256R
Нитепротягиватель для трансплантата клювовидного отростка, левосторонний	AR-2256L
Обтуратор гибкий	AR-2275

## Основной набор для АКС



### Инструменты и дополнительные принадлежности для восстановления АКС, в наборе

Основной набор для восстановления АКС (AR-2255MS)

Описание изделия	Арт. №
Сверло канюлированное, 4 мм	AR-1204L
Сверло канюлированное, 4,5 мм	AR-1204.5L
Ример канюлированный с головкой, 5 мм	AR-1405
Ример канюлированный с головкой, 5,5 мм	AR-1405.5
Ример канюлированный с головкой, 6 мм	AR-1406
Ример канюлированный с головкой, 6,5 мм	AR-1406.5
Направитель для АКС, рукоятка	AR-1510H
Направитель для АКС, левый	AR-2254L
Направитель для АКС, правый	AR-2254R
Направитель фиксированный для доступа через порт	AR-2255CG-01
Втулка направляющей спицы, 2,4 мм	AR-2255CG-02
Позиционер сверла на ключице	AR-2255CG-03
Ограничитель глубины сверления	AR-2255CG-04
Направитель сверла, 3 мм	AR-2255CG-05
Отвертка для тенодеза АКС	AR-2255D
Проводник трансплантата для клювовидного отростка, левосторонний	AR-2256L
Проводник трансплантата для клювовидного отростка, правосторонний	AR-2256R
Зонд вилкообразный	AR-6002
Лоток для инструментария для АКС	AR-2255MC

### Рекомендуемые инструменты

Описание изделия	Арт. №
Крючок маркировочный, левый	AR-2253L
Крючок маркировочный, правый	AR-2253R
Направитель сверла для АКС, в наборе	AR-2273
Направитель сверла RetroConstruction, боковой зажим	AR-1510HR

### Необходимые одноразовые материалы

Описание изделия	Арт. №
Сверло, канюлированное, для восстановления АКС, 2,4 мм	AR-2257D-24
Сверло, канюлированное, для восстановления АКС, 3 мм	AR-2257D-30
Петля проволочная SutureLasso SD	AR-4068-05SD





# Восстановление проксимальной части двуглавой мышцы плеча и большой грудной мышцы

Восстановление проксимальной части двуглавой мышцы плеча.....	74
SwiveLock тенодезный .....	74
Двухкортикальный субпекторальный тенодез .....	75
Однокортикальный субпекторальный тенодез.....	76
Восстановление сухожилия большой грудной мышцы.....	77
Pec Button .....	77
Специальная система для реконструктивной хирургии.....	78
Фиксаторы для тенодеза .....	78
Основной набор Bio-Tenodesis .....	79

# Восстановление проксимальной части двуглавой мышцы плеча

## SwiveLock тенодезный



### Анкер для безузлового тенодеза проксимальной части двуглавой мышцы плеча

- Закрытое ушко из PEEK для открытой хирургии с минимальным разрезом или вилкообразное ушко для полностью артроскопического тенодеза
- Рекомендуется подготовка сухожилия при помощи методики SpeedWhip, если используется SwiveLock из PEEK с закрытым ушком

### SwiveLock тенодезный

Описание изделия	Арт. №
SwiveLock из BioComposite тенодезный, с закрытым ушком, 6,25 мм × 19,1 мм	AR-1662BC
SwiveLock из BioComposite тенодезный, с закрытым ушком, 7 мм × 19,1 мм	AR-1662BCC-7
SwiveLock из BioComposite тенодезный, с вилкообразным ушком, 7 мм × 19,5 мм	AR-1662BC-7
SwiveLock из PEEK тенодезный, с вилкообразным ушком, 7 мм × 19,5 мм	AR-1662PSL-7
SwiveLock из BioComposite тенодезный, с закрытым ушком, 8 мм × 19,1 мм	AR-1662BCC-8
SwiveLock из BioComposite тенодезный, с вилкообразным ушком, 8 мм × 19,5 мм	AR-1662BC-8
SwiveLock из PEEK тенодезный, с вилкообразным ушком, 8 мм × 19,5 мм	AR-1662PSL-8
SwiveLock из BioComposite тенодезный, с закрытым ушком, 9 мм × 19,1 мм	AR-1662BCC-9
SwiveLock из BioComposite тенодезный, с вилкообразным ушком, 9 мм × 19,5 мм	AR-1662BC-9
SwiveLock из PEEK тенодезный, с вилкообразным ушком, 9 мм × 19,5 мм	AR-1662PSL-9

### Необходимые одноразовые материалы

Описание изделия	Арт. №
Ример направляемый с головкой, 6 мм	AR-1450
Ример направляемый с головкой, 6,5 мм	AR-1451
Ример направляемый с головкой, 7 мм	AR-1452
Ример направляемый с головкой, 7,5 мм	AR-1453
Ример направляемый с головкой, 8 мм	AR-1454
Ример направляемый с головкой, 8,5 мм	AR-1455
Ример направляемый с головкой, 9 мм	AR-1456
Ример направляемый с головкой, 9,5 мм	AR-1457
Ример направляемый с головкой, 10 мм	AR-1458

### Опциональные инструменты

Описание изделия	Арт. №
Измеритель для SwiveLock тенодезного, 7 мм	AR-1662T-7
Измеритель для SwiveLock тенодезного, 8 мм	AR-1662T-8
Измеритель для SwiveLock тенодезного, 9 мм	AR-1662T-9

## Двухкортикальный субпекторальный тенodes



### Набор для двухкортикальной фиксации с пуговицей и шурупом

- Прочная конструкция благодаря двухкортикальной пуговице и шурупу тенodesному из PEEK
- Методика «tension slide» подтягивает сухожилие к нижней части костного кармана

## Двухкортикальный субпекторальный тенodes

Описание изделия	Арт. №
Система имплантации из BioComposite для восстановления дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча, с FiberLoop, сверлящей спицей с лопатообразным концом 3,2 мм, VicepsButton, устройством введения пуговиц и проводочным проводником шовного материала. Отвертка тенodesная, фиксатор винтовой тенodesный BioComposite (7 мм × 10 мм), игла свободная (обратно режущая игла с нитиновой петлей). Система имплантации для восстановления дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча, с VicepsButton, устройством введения пуговиц, FiberLoop, 7 мм × 10 мм фиксатором винтовым тенodesным из PEEK и спицей сверлящей для VicepsButton	AR-2260BC  AR-2260
VicepsButton, 12 мм FiberLoop №2, с прямой иглой Фиксатор винтовой тенodesный из PEEK, 7 мм × 10 мм Фиксатор винтовой тенodesный из BioComposite	AR-2261 AR-7234 AR-1670PS AR-1670BC

### Необходимый инструментарий

Описание изделия	Арт. №
Отвертка для фиксаторов винтовых Bio-Tenodesis Рукоятка каплевидная с креплением для шовного материала	AR-1670DB AR-2001BT
Ример с головкой, 8 мм, канюлированный Проволочный проводник шовного материала нитиновый	AR-1408 AR-1255-18

### Рекомендуемые одноразовые материалы

Описание изделия	Арт. №
Устройство для введения пуговицы Спица сверлящая для VicepsButton, 3,2 мм Ример низкопрофильный, 8 мм Игла свободная (обратно режущая игла с нитиновой петлей)	AR-2262 AR-2263 AR-1408LP AR-7280

## Однокортикальный субпекторальный тенodes



### Набор для однокортикальной фиксации с пуговицей

- Пуговица длиной 8,5 мм со скошенной поверхностью для разворота при контакте с дальним кортикалом
- Методика «tension slide» притягивает сухожилие в плечевую кость

### Имплантаты


Описание изделия	Арт. №
Система имплантации для проксимального тенodesа (включает: проксимальную VicepsButton, устройство для введения пуговицы, FiberLoop, иглы свободные, спицу сверлящую и канюлю Shoehorn)	AR-2290
Пуговица для проксимального тенodesа (2,6 мм × 8,5 мм) с устройством для введения	AR-2291
FiberLoop (синий) №2, с прямой иглой	AR-7234

### Необходимые одноразовые материалы

Описание изделия	Арт. №
Игла коническая с петлей нитиноловой, полукругл., 26,5 мм	AR-7281
Спица сверлящая, 3,2 мм	AR-2263
Канюля Shoehorn	AR-6565

# Восстановление сухожилия большой грудной мышцы

## Рес Button



**Пуговица со скошенным концом для рефиксации сухожилия грудной мышцы**

Описание изделия	Арт. №
Пуговица шовная Рес Button, в наборе, четыре пуговицы шовные для рефиксации сухожилия грудной мышцы, материал шовный FiberWire, иглы, инсертер пуговицы шовной и спицу-сверло 3.2 мм	AR-2268
Рес Button	AR-2266
Устройство для введения пуговицы, 2,6 мм × 10,9 мм	AR-2262
Сверло, 3,2 мм	AR-2263
Направитель с зубцами по окружности, с obturatorом	AR-1906
FiberWire №2, 97 см (один синий, один черно-белый)	AR-7201
Пуговица шовная Рес Button с инсертером, увеличенные ушки	AR-2267
Сверло, 3,7 мм	AR-2272
Рес Button с увеличенными ушками, в наборе для реконструкции, три пуговицы для рефиксации сухожилия грудной мышцы с отверткой, три материала шовных лентообразных FiberTape 43 см с иглами, три материала шовных FiberWire №5 97 см с иглами, спица-сверло 3.7 мм	AR-2269
FiberTape, 2 мм, 43 см (синий), на концах сужается до FiberWire №2, с иглой конической, 26,5 мм, полукругл.	AR-7237-17N

# Специальная система для реконструктивной хирургии

## Фиксаторы для тенодеза



### Фиксаторы шуруповидные интерферентные для рефиксации мягких тканей

#### Имплантаты

Описание изделия	Арт. №
Фиксатор винтовой для тенодеза из BioComposite с устройством для введения, 3 мм × 8 мм	AR-1530BC
Фиксатор винтовой тенодезный из PEEK с рукояткой для введения винта, 3 мм × 8 мм	AR-1530PS
Шуруп Bio-Tenodesis с рукояткой для введения винта, 3 мм × 8 мм	AR-1530B
Фиксатор винтовой тенодезный BioComposite, 4 мм × 10 мм	AR-1540BC
Фиксатор винтовой тенодезный из PEEK, 4 мм × 10 мм	AR-1540PS
Шуруп Bio-Tenodesis, 4 мм × 10 мм	AR-1540B
Фиксатор винтовой тенодезный из BioComposite, 4,75 мм × 15 мм	AR-1547BC
Фиксатор винтовой тенодезный из PEEK, 4,75 мм × 15 мм	AR-1547PS
Шуруп Bio-Tenodesis, 4,75 мм × 15 мм	AR-1547B
Фиксатор винтовой тенодезный, 4,75 мм × 15 мм, титановый	AR-1350-475
Фиксатор винтовой тенодезный из BioComposite, 5,5 мм × 15 мм	AR-1555BC
Фиксатор винтовой тенодезный из PEEK, 5,5 мм × 8 мм	AR-1655PS
Фиксатор винтовой тенодезный из PEEK, 5,5 мм × 10 мм	AR-1655PS-10
Фиксатор винтовой тенодезный из PEEK, 5,5 мм × 12 мм	AR-1655PS-12
Фиксатор винтовой тенодезный из PEEK, 5,5 мм × 15 мм	AR-1555PS
Шуруп Bio-Tenodesis, 5,5 мм × 15 мм	AR-1555B
Фиксатор винтовой тенодезный, 5,5 мм × 15 мм, титановый	AR-1350-55
Фиксатор винтовой тенодезный из BioComposite, 6,25 мм × 15 мм	AR-1562BC
Фиксатор винтовой тенодезный из PEEK, 6,25 мм × 15 мм	AR-1562PS
Фиксатор винтовой Bio-Tenodesis, 6,25 мм × 15 мм	AR-1562B
Фиксатор винтовой тенодезный из BioComposite, 7 мм × 10 мм	AR-1670BC
Фиксатор винтовой тенодезный из BioComposite, 7 мм × 23 мм	AR-1570BC
Фиксатор винтовой тенодезный из PEEK, 7 мм × 10 мм	AR-1670PS
Фиксатор винтовой тенодезный из PEEK, 7 мм × 23 мм	AR-1570PS
Фиксатор винтовой Bio-Tenodesis, 7 мм × 10 мм	AR-1670B
Шуруп Bio-Tenodesis, 7 мм × 23 мм	AR-1570B

Описание изделия	Арт. №
Фиксатор винтовой тенодезный из BioComposite, 8 мм × 12 мм	AR-1680BC
Фиксатор винтовой тенодезный из BioComposite, 8 мм × 23 мм	AR-1580BC
Фиксатор винтовой тенодезный из PEEK, 8 мм × 12 мм	AR-1680PS
Фиксатор винтовой тенодезный из PEEK, 8 мм × 23 мм	AR-1580PS
Фиксатор винтовой Bio-Tenodesis, 8 мм × 12 мм	AR-1680B
Фиксатор винтовой Bio-Tenodesis, 8 мм × 23 мм	AR-1580B
Фиксатор винтовой тенодезный из BioComposite, 9 мм × 23 мм	AR-1590BC
Фиксатор винтовой тенодезный из PEEK, 9 мм × 23 мм	AR-1590PS
Фиксатор винтовой Bio-Tenodesis, 9 мм × 23 мм	AR-1590B

### Рекомендуемые одноразовые материалы

Описание изделия	Арт. №
Набор для тенодеза одноразовый, со спицей направляющей короткой 2,4 мм, спицей Киршнера, проводящей шовный материал, FiberWire №2 с иглой, FiberWire №2-0 с иглой, FiberWire №2, FiberWire №2-0, FiberLoop №2 с прямой иглой, маркером медицинским для разметки на коже и линейкой	AR-1676DS
Набор для тенодеза одноразовый, для фиксатора винтового 3 мм × 8 мм	AR-1530DS
Отвертка тенодезная одноразовая с фиксатором винтовым 5,5 мм и FiberWire №2 (в комплекте: отвертка, фиксатор винтовой 5,5 мм × 15 мм заправленный, FiberWire №2 с петлей)	AR-1555DS
Сверло канюлированное, 4 мм	AR-1677C-40
Сверло канюлированное, 4,5 мм	AR-1677C-45
Сверло канюлированное, 5 мм	AR-1676C-50
Сверло канюлированное, 5,5 мм	AR-1676C-55
Сверло канюлированное, 6 мм	AR-1676C-60
Сверло канюлированное, 6,5 мм	AR-1676C-65
FiberLoop №2, с прямой иглой	AR-7234
Спица направляющая короткая, 2,4 мм, 6 шт	AR-1250SB
Спица Киршнера, проводящая шовный материал	AR-1255-18
Направитель проволочный, 0.86 мм с лазерной маркировкой, из нержавеющей стали	AR-8737-21
FiberSnare №2, FiberWire №2, 66 см с закрытой петлей, один конец негнувшийся, 30 см	AR-7209SN

## Основной набор Bio-Tenodesis



### Инструменты для введения фиксаторов винтовых тенодезных

#### Основной набор Bio-Tenodesis (AR-1675S)

Описание изделия	Арт. №
Сверло канюлированное, 4 мм	AR-1204L
Сверло канюлированное, 4,5 мм	AR-1204.5L
Ример канюлированный с головкой, 5–10 мм Размеры: 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9 и 10 мм	От AR-1405 до -1410
Рукоятка каплеобразная с креплением для шовного материала	AR-2001BT
Отвертка для фиксаторов винтовых Bio-Tenodesis (AR-1540B)	AR-1540DB
Отвертка для фиксаторов винтовых Bio-Tenodesis (AR-1670B и AR-1680B)	AR-1670DB
Отвертка для фиксаторов винтовых тенодезных (AR-1547B, AR-1555B, AR-1562B, AR-1350-475, AR-1350-55, AR-1655PS, AR-1655PS-10 и AR-1655PS-12)	AR-1350D
Отвертка для фиксаторов винтовых тенодезных Bio-Tenodesis (AR-1570B, AR-1580B and AR-1590B)	AR-1570DB
Лоток для инструментов для фиксаторов винтовых Bio-Tenodesis	AR-1675C

#### Опциональные инструменты

Описание изделия	Арт. №
Метчик Bio-Tenodesis, 4 мм × 10 мм	AR-1540T
Метчик Bio-Tenodesis, 4,75 мм × 15 мм	AR-1547T
Метчик Bio-Tenodesis, 5,5 мм × 15 мм	AR-1555T
Метчик Bio-Tenodesis, 6,25 мм × 15 мм	AR-1562T
Метчик Bio-Tenodesis, 7 мм × 23 мм	AR-1570T
Метчик Bio-Tenodesis, 7 мм × 10 мм	AR-1670T
Метчик Bio-Tenodesis, 8 мм × 12 мм	AR-1680T
Ример с головкой, канюлированный, 7 мм Набор инструментов для 6,7 мм фиксаторов винтовых низкопрофильных	AR-1407 AR-8967S
Отвертка для 10 мм фиксатора винтового тенодезного	AR-1540DB-01
Отвертка для 12 мм фиксатора винтового тенодезного	AR-1670DB-01
Отвертка для 15 мм фиксатора винтового тенодезного	AR-1350D-01
Отвертка для 23 мм фиксатора винтового тенодезного	AR-1570DB-01
Рукоятка каплевидная (необходима для шила стартера)	AR-2001





# Восстановление локтевого сустава

Восстановление дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча пуговицей <i>VicepsButton</i> .....	82
Связка <i>InternalBrace</i> .....	83
<i>SutureTak</i> для безузловой фиксации для открытого восстановления.....	83
Набор для артроскопии локтевого сустава.....	84
Восстановление локтевой коллатеральной связки (ЛКС).....	85

## Восстановление дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча пуговицей VicepsButton



### Пуговица и шуруп в наборе

- Высокая прочность благодаря бикортикальной пуговице и фиксатору винтовому тенодезному из PEEK
- Позволяет быстрее восстановить подвижность

Система для восстановления дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча (AR-2260)

Описание изделия	Арт. №
Система имплантации из BioComposite для восстановления дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча, с FiberLoop, сверлящей спицей с лопатообразным концом 3,2 мм, VicepsButton, устройством введения пуговиц и проволочным проводником шовного материала. Отвертка тенодезная, фиксатор винтовой тенодезный BioComposite (7 мм × 10 мм), игла свободная (обратно режущая игла с нитиноловой петлей). Система имплантации для восстановления дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча, с VicepsButton, устройством введения пуговиц, FiberLoop, 7 мм × 10 мм фиксатором винтовым тенодезным из PEEK и спицей сверлящей для VicepsButton	AR-2260BC  AR-2260
VicepsButton, 12 мм FiberLoop №2, с прямой иглой Шуруп тенодезный из PEEK, 7 мм × 10 мм Шуруп тенодезный из BioComposite	AR-2261 AR-7234 AR-1670PS AR-1670BC

### Необходимый инструментарий


Описание изделия	Арт. №
Отвертка для фиксаторов винтовых Bio-Tenodesis Рукоятка каплевидная с креплением для шовного материала	AR-1670DB AR-2001BT
Ример с головкой, 8 мм, канюлированный Проволочный проводник шовного материала нитиноловый	AR-1408 AR-1255-18

### Рекомендуемые одноразовые материалы

Описание изделия	Арт. №
Устройство для введения пуговицы Спица сверлящая для VicepsButton, 3,2 мм Ример низкопрофильный, 8 мм Игла свободная, обратно режущая игла с нитиноловой петлей	AR-2262 AR-2263 AR-1408LP AR-7280

\* Отвертка тенодезная не продается отдельно

## Связка InternalBrace



### Для аугментации медиальной и латеральной ЛКС

- С использованием 2-х анкерных точек и шовного материала FiberTape
- Обеспечивает защиту, действуя подобно ремню безопасности, помогая справиться с чрезмерной нагрузкой
- Позволяет рано восстановить подвижность

#### Необходимые имплантаты

Описание изделия	Арт. №
SwiveLock из BioComposite, 3,5 мм × 15,8 мм, перфорированный	AR-2325BCC
SwiveLock С из BioComposite, 4,75 мм × 19,1 мм, с закрытым ушком	AR-2324BCC
Фиксатор якорный SwiveLock из BioComposite, с двойным шовным материалом, ушком из PEEK, бело-синим TigerWire CL и черно-белым TigerWire CL	AR-2324BCC-2
FiberTape, 2 мм, 18 см (синий), на концах сужается до TigerWire №2	AR-7237-7

#### Рекомендуемые одноразовые материалы

Описание изделия	Арт. №
Комплект одноразовых материалов для проведения шовной нити при восстановлении ЛКС	AR-7715-4.5

#### Необходимые инструменты

Описание изделия	Арт. №
Набор для восстановления ЛКС	AR-7700S
Направитель сверла зубчатый	AR-1678-01
Сверло для SwiveLock, 4,75 мм	AR-1678-02
Метчик костный для SwiveLock, 3,5 мм	AR-1678-03
Метчик костный для SwiveLock, 4,75 мм	AR-1678-04
Сверло для SwiveLock, 3,5 мм	AR-1678-05
Рукоятка отвертки с соединением АО, средняя	AR-13421AO

## SutureTak для безузловой фиксации для открытого восстановления



### Фиксатор якорный забивной для безузловой фиксации

- С укороченным стержнем для введения и шовным материалом
- Идеально подходит для хирургического лечения эпикондилита с использованием безузловой низкопрофильной конструкции


#### Необходимые имплантаты

Описание изделия	Арт. №
Анкер SutureTak из PEEK для безузловой фиксации, для открытого восстановления	AR-1938PSS

#### Необходимые одноразовые материалы

Описание изделия	Арт. №
Одноразовый комплект для 3,0 мм анкера SutureTak для безузловой фиксации открытое восстановление	AR-1938DSS

## Набор для артроскопии локтевого сустава




**Набор инструментов для стандартных артроскопических процедур на локтевом суставе**

### Набор для артроскопии локтевого сустава (AR-8650S)

Описание изделия	Арт. №
Остеотом для малых суставов, изогнутый вверх	AR-1770
Остеотом для малых суставов, прямой	AR-1771
Штанга сменная сверхдлинная, 4 мм	AR-3026
Зонд, длина конца 2,5 мм	AR-5007
Расширители порта, в наборе	AR-8620
Элеватор шарнирно-сочлененный лопастной	AR-8630
Элеватор шарнирно-сочлененный крючковый	AR-8631
Элеватор Howarth	AR-8650-06
Кюретка ложкообразная, 45°	AR-8650-07
Остеотом для малых суставов, изогнутый вверх, 5,5 мм	AR-8650-08
Остеотом для малых суставов, прямой, 5,5 мм	AR-8650-09
Кюретка кольцевая, изогнутая в обратную сторону	AR-8655-04
Инструмент для хондропластики, 30°	AR-8655-05
Инструмент для хондропластики, 60°	AR-8655-06
Остеотом, изогнутый	AR-8655-09
Кюретка кольцевая, изогнутая	AR-8655-15
Зонды	AR-8655-16
Кюретка чашевидная, изогнутый стержень, длина 100 мм	AR-8660
Кюретка чашевидная, прямой стержень, длина 100 мм	AR-8661
Инструмент для хондропластики, прямой, 40°	AR-8670
Обтуратор	AR-8680
Зонд, 5,4 мм, с 5 мм насечками на конце	AR-10000
Зонд шарнирно-сочлененный	AR-10100
Зажим, миниатюрный, 2,75 мм, прямой стержень, прямая бранша, с SR рукояткой, с FlushPort	AR-11900SRF
Ножницы, 3,4 мм, прямой стержень, прямая бранша	AR-12140
Ножницы, 3,4 мм, изогнутый вправо конец, прямой стержень	AR-12150
Ножницы, 3,4 мм, изогнутый влево конец, прямой стержень	AR-12160
Пробойник для суставной капсулы, 3,4 мм, перевернутая бранша, с FlushPort	AR-12170F
Пробойник для суставной капсулы, WideBiter, перевернутая бранша, с FlushPort	AR-12180F
Пробойник большой, 3,4 мм, прямой стержень, с FlushPort	AR-12200F
Пробойник большой, 3,4 мм, стержень изогнут вверх на 15°, с FlushPort	AR-12210F
Нитеуловитель, 3,4 мм, прямой, с FlushPort	AR-12540F
Зажим, с SR рукояткой, с FlushPort	AR-13400SRF
Зажим, атравматический, 4,2 мм, прямой стержень, с SR рукояткой, с FlushPort	AR-13500SRF
Зажим с крючком типа аллигатора, 4,2 мм, прямой стержень, с SR рукояткой, с FlushPort	AR-13600SRF
Нитеуловитель KingFisher, с FlushPort	AR-13970SRF
Лоток для инструментария для локтевого сустава	AR-8650C

## Восстановление локтевой коллатеральной связки (ЛКС)



**Набор инструментов для восстановления связки, например, по модифицированной методике Jobe, методике Docking или DANE TJ**

### Набор для восстановления ЛКС (AR-7700S)

Описание изделия	Арт. №
Сверло, 4,5 мм, канюлированное	AR-1204.5L
Сверло, 4 мм, канюлированное	AR-1204L
Сверло, 5 мм, канюлированное	AR-1205L
Втулка направляющая для канала плечевой кости, ЛКС, 5 мм × 15 мм	AR-7710
Сверло для канала плечевой кости, ЛКС, 4,5 мм	AR-7710-4.5
Сверло для канала плечевой кости, ЛКС, 5 мм	AR-7710-5.0
Направитель сверла для кармана плечевой кости при восстановлении ЛКС, 4,5 мм × 15 мм	AR-7711
Направитель плечевой регулируемый, 4,5 мм	AR-7720
Сверло для плечевой кости, 2 мм	AR-7720-2.0
Сверло для плечевой кости, 3,5 мм	AR-7720-3.5
Сверло для плечевой кости, 4 мм	AR-7720-4.0
Блок калибровочный для трансплантата ЛКС	AR-7730
Сверло направляющее V-образное, 3,5 мм	AR-7750-3.5
Сверло направляющее V-образное локтевое, 55°	AR-7750-55
Направитель сверла частично V-образный локтевой, 55°	AR-7750-55M
Обтуратор направляющий V-образный поперечный	AR-7751
Направитель сверла, 3,5 мм	AR-7752
Направитель локтевой с офсетом, 7 мм	AR-7755
Кюретка №2, длина 18 см, изогнутый на 45° конец	AR-7799-2
Кюретка №3-0, длина 18 см, изогнутый на 45° конец	AR-7799-3-0
Кюретка №4, длина 18 см, изогнутый на 45° конец	AR-7799-4-0
Лоток для инструментов для реконструкции ЛКС	AR-7700C

### Опциональные инструменты

Описание изделия	Арт. №
Сверло для плечевой кости, 2,7 мм	AR-7720-2.7
Сверло для плечевой кости, 3,2 мм	AR-7720-3.2

### Имплантаты

Описание изделия	Арт. №
Набор <i>InternalBrace</i> для аугментации ЛКС, входят: два 3,5 мм SwiveLock из PEEK, 8 дюймовый покрытый коллагеном FiberTape (синий), FiberWire № 0 (белый), сверло 2,7 мм, направитель сверла, пробойник/метчик, метчик большой и игла свободная (полукругл., коническая)	AR-7715


### Рекомендуемые одноразовые материалы

Описание изделия	Арт. №
Комплект одноразовых шовных материалов для восстановления ЛКС, с TigerLoop №2, FiberLoop №2, изогнутым Micro SutureLasso с петлей проволоочной, 4,5 мм подставкой для проволоки, римером, двумя проволоочными проводниками шовного материала, иглой изогнутой тупой с нитиновой петлей и 15 см линейкой	AR-7715-4.5



# Система ключичных пластин и шурупов

Набор ключичных пластин.....	88
Шурупы 2,7 мм, блокируемые.....	90
Шурупы спонгиозные 3 мм, неблокируемые .....	90
Шуруп кортикальный 3,5 мм, неблокируемый.....	90
Шурупы 3,5 мм, блокируемые.....	91
Шурупы спонгиозные 4 мм, неблокируемые .....	91



### Набор для лечения переломов средней или латеральной трети ключицы

- Пластины низкопрофильные, формованные, из нержавеющей стали, с отверстиями для фиксации с/без угл. стаб.
- Возможна вторичная фиксация к клювовидному отростку при помощи пуговицы для дистальной ключичной пластины и пуговицы Dog Bone для акромиально-ключичного сочленения
- Особенно хорошо подходят для лечения переломов ключицы типа IIВ или переломов с патологическим изменением костной ткани латеральной трети ключицы
- Отверстия в пластине позволяют выполнять серкляж при костных отломках типа бабочки или при тяжелых оскольчатых переломах наружной части ключицы, используя FiberWire или FiberTape



## Набор ключичных пластин (AR-2650S)

Описание изделия	Арт. №
Устройство для введения канюлированное ВВ-Так	AR-13221АОС AR-13226
Рукоятка для позиционирования пластины для латеральной трети ключицы	AR-2659
Щипцы для сгибания пластины	AR-2660
Направитель сверла для пластины для латеральной трети ключицы, левый	AR-2661L
Направитель сверла для пластины для латеральной трети ключицы, правый	AR-2661R
Щипцы Verbrugge с подвижными браншами Спица Киршнера, 1,6 мм × 7,6 см	AR-2662 AR-2663
Отвертка гексагональная T15 Отвертка гексагональная T10	AR-8941DH AR-8944DH
Направитель сверла, 1,35 мм Щипцы-кусачки костные Отвертка гексагональная T10 Отвертка гексагональная T15 Держатель для фиксатора винтового Сверло, 2,5 мм Направитель сверла, 2,5 мм Измеритель глубины Сверло, 2 мм Направитель сверла, резьбовой, 2,7 мм Щипцы для сгибания пластины Элеватор Фреера Распатор, 6 мм, изогнутый Крючок острый Ретрактор Hohmann, 15 мм Щипцы клешневого типа Lobster Направитель сверла, резьбовой, 3,5 мм	AR-8943-03 AR-8943-07 AR-8943-08 AR-8943-10 AR-8943-11 AR-8943-13 AR-8943-14 AR-8943-15 AR-8943-16 AR-8943-17 AR-8943-18 AR-8943-19 AR-8943-20 AR-8943-21 AR-8943-22 AR-8943-23 AR-8943-26
Направитель гибочный, резьбовой, 3,5 мм Лоток для инструментария системы ключичных пластин	AR-8954-07 AR-2650С

## Рекомендуемые инструменты

Описание изделия	Арт. №
Отвертка шестигранная T10 Сверло для 2,7 мм фиксаторов винтовых Измеритель глубины для 2,7 мм шурупов Втулка направляющая Направитель сверла, правый	AR-2665-T10 AR-2669 AR-2670 AR-2668 AR-2664R
Сверло канюлированное, 3 мм Сверло канюлированное, 2,4 мм	AR-2257D-30 AR-2257D-24
Направитель для АКС, правый Направитель для АКС, левый Направитель для АКС, рукоятка	AR-2254R AR-2254L AR-1510H
Направитель сверла, 3 мм Направитель гибочный, резьбовой Отвертка гексагональная T15, длинная	AR-2255CG-05 AR-8954-07 AR-2666-T15

## Имплантаты

Описание изделия	Арт. №
Пластина для лечения переломов средней трети ключицы, левая	AR-2650CL
Пластина для лечения переломов средней трети ключицы, правая	AR-2650CR
Пластина для лечения переломов средней трети ключицы, левая	AR-2651CL
Пластина для лечения переломов средней трети ключицы, правая	AR-2651CR
Пластина для лечения переломов средней трети ключицы, левая	AR-2652CL
Пластина для лечения переломов средней трети ключицы, правая	AR-2652CR
Пластина для лечения переломов средней трети ключицы, левая	AR-2653CL
Пластина для лечения переломов средней трети ключицы, правая	AR-2653CR
Пластина для лечения переломов средней трети ключицы, левая	AR-2654CL
Пластина для лечения переломов средней трети ключицы, правая	AR-2654CR
Пластина для лечения переломов средней трети ключицы, левая	AR-2655CL
Пластина для лечения переломов средней трети ключицы, правая	AR-2655CR
Пластина для лечения переломов ключицы, 7 отверстий, прямая	AR-2680ST
Пластина для лечения переломов дистальной трети ключицы, короткая, левая	AR-2656DL
Пластина для лечения переломов дистальной трети ключицы, короткая, правая	AR-2656DR
Пластина для лечения переломов дистальной трети ключицы, длинная, левая	AR-2657DL
Пластина для лечения переломов дистальной трети ключицы, длинная, правая	AR-2657DR
Пластина для лечения переломов дистальной трети ключицы, 22°, левая	AR-2622DL
Пластина для лечения переломов дистальной трети ключицы, 22°, правая	AR-2622DR
Пластина для лечения переломов дистальной трети ключицы, 10 отверстий, левая	AR-2685DL-10
Пластина для лечения переломов дистальной трети ключицы, 10 отверстий, правая	AR-2685DR-10
Комплект пуговиц безузловых для пластины для лечения переломов дистальной трети ключицы	AR-2658T
Пуговица для пластины для лечения переломов дистальной трети ключицы	AR-2658
Пуговица Dog Bone FiberTapec петлей, 2 мм, 20 см (синий), на одном конце с FiberWire №2	AR-2270 AR-7275
Материал шовный лентообразный TigerTape с петлей, 2мм, 20см (черно-белый), на одном конце с TigerWire №2	AR-7275T

## Шурупы 2,7 мм, блокируемые



Описание изделия	Арт. №
Шуруп, блокируемый, 2,7 мм × 8 мм	AR-8827L-08
Шуруп, блокируемый, 2,7 мм × 10 мм	AR-8827L-10
Шуруп, блокируемый, 2,7 мм × 12 мм	AR-8827L-12
Шуруп, блокируемый, 2,7 мм × 14 мм	AR-8827L-14
Шуруп, блокируемый, 2,7 мм × 16 мм	AR-8827L-16
Шуруп, блокируемый, 2,7 мм × 18 мм	AR-8827L-18
Шуруп, блокируемый, 2,7 мм × 20 мм	AR-8827L-20
Шуруп, блокируемый, 2,7 мм × 22 мм	AR-8827L-22
Шуруп, блокируемый, 2,7 мм × 24 мм	AR-8827L-24

## Шурупы спонгиозные 3 мм, неблокируемые



Описание изделия	Арт. №
Шуруп спонгиозный, неблокируемый, 3 мм × 10 мм	AR-8830-10
Шуруп спонгиозный, неблокируемый, 3 мм × 12 мм	AR-8830-12
Шуруп спонгиозный, неблокируемый, 3 мм × 14 мм	AR-8830-14
Шуруп спонгиозный, неблокируемый, 3 мм × 16 мм	AR-8830-16
Шуруп спонгиозный, неблокируемый, 3 мм × 18 мм	AR-8830-18
Шуруп спонгиозный, неблокируемый, 3 мм × 20 мм	AR-8830-20
Шуруп спонгиозный, неблокируемый, 3 мм × 22 мм	AR-8830-22
Шуруп спонгиозный, неблокируемый, 3 мм × 24 мм	AR-8830-24

## Шуруп кортикальный 3,5 мм, неблокируемый




Описание изделия	Арт. №
Шуруп кортикальный, стальной, 3,5 мм × 8 мм	AR-8835-08
Шуруп кортикальный, стальной, 3,5 мм × 10 мм	AR-8835-10
Шуруп кортикальный, стальной, 3,5 мм × 12 мм	AR-8835-12
Шуруп кортикальный, стальной, 3,5 мм × 14 мм	AR-8835-14
Шуруп кортикальный, стальной, 3,5 мм × 16 мм	AR-8835-16
Шуруп кортикальный, стальной, 3,5 мм × 18 мм	AR-8835-18
Шуруп кортикальный, стальной, 3,5 мм × 20 мм	AR-8835-20
Шуруп кортикальный, стальной, 3,5 мм × 22 мм	AR-8835-22
Шуруп кортикальный, стальной, 3,5 мм × 24 мм	AR-8835-24
Шуруп кортикальный, стальной, 3,5 мм × 26 мм	AR-8835-26
Шуруп кортикальный, стальной, 3,5 мм × 28 мм	AR-8835-28
Шуруп кортикальный, стальной, 3,5 мм × 30 мм	AR-8835-30

## Шурупы 3,5 мм, блокируемые



Описание изделия	Арт. №
Шуруп, блокируемый, 3,5 мм × 8 мм	AR-8835L-08
Шуруп, блокируемый, 3,5 мм × 10 мм	AR-8835L-10
Шуруп, блокируемый, 3,5 мм × 12 мм	AR-8835L-12
Шуруп, блокируемый, 3,5 мм × 14 мм	AR-8835L-14
Шуруп, блокируемый, 3,5 мм × 16 мм	AR-8835L-16
Шуруп, блокируемый, 3,5 мм × 18 мм	AR-8835L-18
Шуруп, блокируемый, 3,5 мм × 20 мм	AR-8835L-20
Шуруп, блокируемый, 3,5 мм × 22 мм	AR-8835L-22
Шуруп, блокируемый, 3,5 мм × 24 мм	AR-8835L-24

## Шурупы спонгиозные 4 мм, неблокируемые




Описание изделия	Арт. №
Шуруп спонгиозный, неблокируемый, 4 мм × 10 мм	AR-8840-10
Шуруп спонгиозный, неблокируемый, 4 мм × 12 мм	AR-8840-12
Шуруп спонгиозный, неблокируемый, 4 мм × 14 мм	AR-8840-14
Шуруп спонгиозный, неблокируемый, 4 мм × 16 мм	AR-8840-16
Шуруп спонгиозный, неблокируемый, 4 мм × 18 мм	AR-8840-18
Шуруп спонгиозный, неблокируемый, 4 мм × 20 мм	AR-8840-20
Шуруп спонгиозный, неблокируемый, 4 мм × 22 мм	AR-8840-22
Шуруп спонгиозный, неблокируемый, 4 мм × 24 мм	AR-8840-24



# Семейство шовного материала FiberWire

FiberWire и TigerWire .....	94
FiberWire FiberLink и TigerLink.....	95
FiberWire FiberLoop.....	95
FiberStick и TigerStick.....	96
FiberSnare .....	96
FingerShields.....	97



### Материал шовный высокопрочный с сердцевинной из UHMWPE и втулкой из UHMWPE и полиэфира

- Высокая прочность на разрыв
- Устойчивость к истиранию
- Материал шовный нейлоновый TigerWire имеет черно-белый цвет для улучшения визуализации

Описание изделия	Арт. №
FiberWire №0, 97 см, с иглой конической, 22,2 мм, полукругл.	AR-7250
FiberWire №0, 97 см, с иглой с острием типа Квинке, 22,2 мм, полукругл.	AR-7251
FiberWire № 0, 97 см (белый)	AR-7255
FiberWire №1, 97 см (синий)	AR-7216
TigerWire №1, 97 см (черно-белый)	AR-7216T
FiberWire №2, 97 см (синий), с иглой конической, 26,5 мм, полукругл.	AR-7200
FiberWire №2, 97 см (синий, черно-белый)	AR-7201
FiberWire №2, 97 см (синий), с иглой обратно режущей, 36,6 мм, полукругл.	AR-7202
TigerWire №2, 97 см (черно-белый)	AR-7203
FiberWire №2, 97 см (синий), с двумя коническими иглами, 26,5 мм, полукругл.	AR-7205
TigerWire №2, 97 см (черно-белый), с двумя коническими иглами, 26,5 мм, полукругл.	AR-7205T
FiberWire №2, 97 см (синий), с иглой конической, 36,6 мм, полукругл.	AR-7206
FiberWire №2, 97 см (один синий, один черно-белый), с иглой конической, 26,5 мм, полукругл.	AR-7208
FiberWire №2, 97 см (три синих, один белый, один черно-белый), с иглой конической, 26,5 мм, полукругл.	AR-7214
FiberWire №2, 97 см (один синий, один черно-белый), с иглой обратно режущей, 36,6 мм, полукругл.	AR-7217
FiberWire №2, 97 см (синий)	AR-7233
FiberWire №2, 97 см (один белый, один сине-черный)	AR-7240

Описание изделия	Арт. №
FiberWire №5, 97 см	AR-7210
FiberWire №5, 97 см, с режущей иглой обычного типа, 48 мм, полукругл.	AR-7211
FiberWire №5, 97 см (один синий, один белый, один бело-черный), с режущей иглой обычного типа, 48 мм, полукругл.	AR-7212
FiberWire №5, 97 см, с режущей иглой обычного типа, 48 мм, полукругл., и конической иглой, 26,5 мм, полукругл.	AR-7213
Материал шовный FiberWire, в комплекте, с четырьмя FiberWire №5 (синий), четырьмя FiberWire №5 (белый), четырьмя FiberWire №5 (бело-черный), шестью FiberWire №2 (синий), иглой конической и тремя свободными иглами	AR-7219


## FiberWire FiberLink и TigerLink



**Материал шовный №2 с петлей и одним концом для наложения стягивающих швов**

Описание изделия	Арт. №
FiberLink, FiberWire № 2 (синий) с петлей	AR-7235
TigerLink, TigerWire №2 (черно-белый) с петлей	AR-7235T

## FiberWire FiberLoop




**FiberWire с петлей и свободно двигающейся иглой**

- Для быстрой подготовки концов сухожилия с помощью методики SpeedWhip
- Иглу можно использовать после разрезания петли, например, при проведении через пуговицы

Описание изделия	Арт. №
FiberLoop №0, с иглой прямой, 33 см (синий), игла 76 мм, с петлей 7 мм	AR-7253
TigerLoop №0, с иглой прямой, 33 см (черно-белый), игла 76 мм, с петлей 7 мм	AR-7253T
FiberLoop №2, с иглой прямой, 51 см (синий), игла 76 мм, с петлей 7 мм	AR-7234
FiberLoop № 2, с иглой прямой, 51 см (белый), игла 76 мм, с петлей 7 мм	AR-7234-01
FiberLoop №2, с иглой изогнутой, 51 см (синий), полукругл.	AR-7234C
TigerLoop №2, с иглой прямой, 51 см, с TigerWire (бело-зеленый), игла 76 мм, с петлей 7 мм	AR-7234T

## FiberStick и TigerStick




### FiberWire, с негнувшимся концом длиной 30 см

- Возможность непосредственного введения с помощью большинства канюлированных инструментов (например, рукоятки нитепротягивателя)

Описание изделия	Арт. №
FiberStick, FiberWire №2, 127 см (синий), один конец негнущийся, 30 см	AR-7209
TigerStick, TigerWire №2, 127 см (черно-белый), один конец негнущийся, 30 см	AR-7209T
FiberStick №2-0, FiberWire №2-0, 127 см (синий), один конец негнущийся, 30 см	AR-7222

## FiberSnare



### FiberWire с тракционной петлей и негнувшимся концом

Описание изделия	Арт. №
FiberSnare №2, FiberWire № 2, 66 см (зеленый), с закрытой петлей 2 см и негнувшимся концом 30 см	AR-7209SN



## FingerShields



**Напальчник из полиэстера с рентгеноконтрастной синей меткой для защиты пальцев при завязывании узлов**


Описание изделия	Арт. №
FingerShield, 2 шт.	AR-7199



# Семейство шовного материала лентообразного FiberWire

FiberTape и TigerTape.....	100
Серкляжная система FiberTape.....	101
LabralTape.....	101
SutureTape.....	102
SutureTape FiberLink и TigerLink.....	103
SutureTape FiberLoop.....	103

## FiberTape и TigerTape



### Высокопрочный плетеный полимерный шовный материал шириной 2 мм

- Идентичен шовному материалу FiberWire и имеет схожую с ним структуру
- Концы сужаются до шовного материала FiberWire №2
- Увеличенная площадь соприкосновения обеспечивает распределение давления и затрудняет врезание шовного материала в мягкие ткани

### FiberTape и TigerTape

Описание изделия	Арт. №
FiberTape, 2 мм, 91 см, лентообразный, на концах сужается до FiberWire №2, 137 см	AR-7237
FiberTape, 2 мм, 18 см (синий), на концах сужается до FiberWire №2, 76 см	AR-7237-7
TigerTape, 2 мм, 18 см, лентообразный (черно-белый), на концах сужается до TigerWire №2, 76 см	AR-7237-7T
FiberTape, 2 мм, 43 см, лентообразный (синий), на концах сужается до FiberWire №2, с иглой конической, 26,5 мм, полукругл.	AR-7237-17N

### Необходимый инструментарий

Описание изделия	Арт. №
Нитеуловитель FiberTape, с SR рукояткой, с FlushPort	AR-13971SRF
Нитеуловитель FiberTape, с SR рукояткой, с FlushPort	AR-13974SRF
Выкусыватель для FiberTape, с FlushPort	AR-13250F

## Серкляжная система FiberTape



**Универсальный серкляж с использованием FiberTape с предварительно затянутым растягивающим петлевым узлом**

- Рентгенопрозрачный
- Низкопрофильная конструкция, воздействие приходится на большую площадь
- Прочнее, чем проволока из нержавеющей стали, сопоставимо с кабелями малого диаметра

### Серкляжная система FiberTape

Описание изделия	Арт. №
Материал шовный серкляжный FiberTape, 5 шт.	AR-7267
Материал шовный серкляжный TigerTape, 5 шт.	AR-7267T


### Необходимый инструментарий

Описание изделия	Арт. №
Натяжитель серкляжный для FiberTape, многоразовый	AR-7800
Рукоятка серкляжного натяжителя с храповым механизмом	AR-7801
Крючок серкляжный для проведения шовного материала, средний, многоразовый	AR-7806
Крючок серкляжный для проведения шовного материала, большой, многоразовый	AR-7807

### Одноразовые материалы

Описание изделия	Арт. №
Игла серкляжная для проведения шовного материала FiberTape, средняя, 5 шт.	AR-7816


## LabralTape



**Низкопрофильный полиэтиленовый шовный материал шириной 1,5 мм**

- Выполнен из того же материала, что и сердцевина FiberWire
- Увеличенная площадь соприкосновения обеспечивает распределение давления и препятствует врезанию шовного материала лентообразного в мягкие ткани

Описание изделия	Арт. №
Материал шовный LabralTape, 1,5 мм, 91 см, плетеный, полиэтиленовый, черно-белый	AR-7276T
Материал шовный LabralTape 1,5 мм, 91 см, плетеный, полиэтиленовый, белый, UHMWPE	AR-7276




### Шовный материал №2 широкого плетения

- Выполнен из того же материала, что и сердцевина FiberWire
- Концы сужаются до шовного материала FiberWire №2
- Увеличенная площадь соприкосновения обеспечивает распределение давления и затрудняет врезание шовного материала в мягкие ткани
- Легкость завязывания узлов; в процессе завязывания шовный материал не так сильно врезается в пальцы
- Группа узлов из SutureTape меньше, чем из FiberWire, и при этом более устойчива к проскальзыванию

Описание изделия	Арт. №
Материал шовный SutureTape 1,3 мм, 91,4 см, плетёный, полиэтиленовый, с круглыми концами и конической иглой, бело-синий	AR-7500
Материал шовный SutureTape 1,3 мм, бело-синий с иглой Needle NDL, 12 шт.	AR-7502

## SutureTape FiberLink и TigerLink




### Шовный материал № 2 широкого плетения с петлей и одним концом

- Может применяться для быстростягиваемых швов
- Идеален для подготовки сухожилия при помощи техники Loop 'N' Task (например, длинной головки проксимального сухожилия двуглавой мышцы плеча)

Описание изделия	Арт. №
Материал шовный лентообразный FiberLink 1,3 мм, бело-синий, с закрытой петлей	AR-7535
Материал шовный лентообразный Tiger Link 1,3 мм, бело-черный, с закрытой петлей	AR-7535T

## SutureTape FiberLoop



### Петля шовного материала № 2 широкого плетения со свободно движущейся иглой

- Для быстрой подготовки концов сухожилий при использовании методики накладного шва
- Иглу можно использовать после разрезания петли, например, при проведении через пуговицы шовные

Описание изделия	Арт. №
Материал шовный лентообразный FiberLoop 1,3 мм, бело-синий, с петлей и иглой, 12 шт.	AR-7534
Материал шовный лентообразный TigerLoop 1,3 мм, бело-черный, с петлей и иглой, 12 шт.	AR-7534T





# Устройства для позиционирования пациента

Устройство позиционирования конечностей TRIMANO FORTIS .....	106
Устройство для позиционирования Beach Chair.....	107
Стойка для тракции плеча в положении лежа на боку .....	108
Манжета ручная для латеральной тракции и принадлежности.....	108
Система для позиционирования плеча Shoulder Suspension System	109
Трехточечная система дистракции плеча.....	110
Манжета ручная STaR Sleeve (тракция и ротация плеча).....	111
Повязка поддерживающая послеоперационная.....	111

## Устройство позиционирования конечностей TRIMANO FORTIS



### Держатель для позиционирования пациента

- Механическая система – не требует источника питания или какого-либо дополнительного подключения
- Более жесткий, чем предыдущая модель
- Более прочный – поддерживает руку пациента с массой тела до 250 кг
- Для освобождения рукоятки требуется меньшее усилие
- Плавная работа, обеспечивающая удобство позиционирования
- Совместим с боковыми рельсами типовых операционных столов
- Обратная совместимость – можно использовать все имеющиеся комплекты одноразовых материалов

Описание изделия	Арт. №
Устройство позиционирования конечностей TRIMANO FORTIS	AR-1740
Адаптер TRIMANO FORTIS	AR-1741
Набор TRIMANO для положения beach chair, 6 шт.	AR-1644
Набор TRIMANO для локтевого сустава	AR-1646
Держатель кисти атравматический TRIMANO	AR-1647
Чехол TRIMANO	AR-1648
Держатель головки камеры TRIMANO SYNERGY	AR-3210-0010
Держатель камеры 4K Synergy <sup>HD4</sup> TRIMANO	AR-3210-0011

## Устройство для позиционирования Beach Chair



### Устройство для позиционирования Beach Chair для крепления к операционному столу

- Подъемная система для упрощения позиционирования пациента
- Съемные подпорки, обеспечивающие оптимальный доступ к плечу
- Регулируемый держатель-позиционер для головы

Описание изделия	Арт. №
Устройство для позиционирования Beach Chair (в наборе: набор мягких подкладок многоцветных, интубационная подкладка и пластина, два зажима для «шезлонга» и ремень защитный многоцветный)	AR-1627
Держатель руки LPS	AR-1627-01
Ремень для вытяжения фиксирующий	AR-1627-03
Держатель-позиционер для головы универсальный	AR-1627-20
Набор одноразовых материалов для позиционера для головы, в наборе, 10 шт.	AR-1627-06
Зажим Easy Lock (требуется 2 шт.) *	AR-1627-12
Тележка для Beach Chair	AR-1627-13

\* Выберите код страны.

## Стойка для трaкции плeчa в положении лежa на боку



Для позиционирования с двумя заводными ручками, позволяет осуществлять отведение, сгибание и трaкцию

Дистрактор плeчa для латерального положения

Описание изделия	Арт. №
Дистрактор плeчa для латерального положения	AR-1630

Необходимые принадлежности

Описание изделия	Арт. №
Манжета ручная STaR Sleeve, Compact, Coban, стерильная, 6 шт.	AR-1606C
Манжета ручная STaR Sleeve, Coban, стерильная, 6 шт.	AR-1606
Манжета ручная STaR Sleeve, Velcro, стерильная, 6 шт.	AR-1606V
Манжета ручная STaR Sleeve, Velcro, экстрa длинная, стерильная, 6 шт.	AR-1606LV
Манжета ручная STaR Sleeve, Velcro, малая, стерильная, 6 шт.	AR-1606SV
Бандаж для латерального натяжения, 6 шт.	AR-1603

## Манжета ручная для латеральной трaкции и принадлежности



### Манжета ручная для латеральной трaкции

Манжета ручная для латеральной трaкции

Описание изделия	Арт. №
Манжета для натяжения руки	AR-1635

Принадлежности для позиционирования конечности

Описание изделия	Арт. №
Насадка трaкционная со шкалой	AR-1604
Подвеска для груза	AR-1607G
Груз-диск для держателя руки, 1 кг	AR-1608G
Груз-диск для держателя руки, 0,5 кг	AR-1609G
Груз-диск для держателя руки, 0,25 кг	AR-1610G
Крючок для хранения и крепление настенное	AR-1605S
Подставка для хранения принадлежностей для позиционирования	AR-1600SS

## Система для позиционирования плеча Shoulder Suspension System



### Система позиционирования, предназначенная для применения хирургом в стерильных условиях

- Стерильность за счет моющихся соединителей и стерильных дисков, которые включены в одноразовые материалы
- Регулируемое отведение, вращение и латеральная тракция
- Малый вес системы (7 кг)
- Складная система, которую можно быстро установить и сложить для хранения

### Система для позиционирования плеча Shoulder Suspension System

Описание изделия	Арт. №
Держатель для плеча Shoulder Suspension Tower, тяговый (S3)	AR-1650-01
Адаптер для держателя-рукава	AR-1650-02
Адаптер для латерального натяжения	AR-1650-03
Подвес для грузов, 4.5 кг	AR-1650-04
Груз, 1.1 кг	AR-1650-05
Тележка для хранения	AR-1650-06
Зажим для рельсовой системы Кларка (США)	AR-1650-07
Зажим для рельсовой системы Кларка (ЕС)	AR-1650-08
Зажим для рельсовой системы Кларка (Великобритания)	AR-1650-09
Зажим для рельсовой системы Кларка (Германия)	AR-1650-10
Зажим для рельсовой системы Кларка (Япония)	AR-1650-11

### Необходимые одноразовые материалы

Описание изделия	Арт. №
Манжета-рукав к системе позиционирования плеча (S3), 6 шт., стерильная	AR-1651
Петля тракционная, латеральная, для системы подвешивания плеча (S3), 6 шт., стерильная	AR-1652

## Трехточечная система distraction плеча



### Трехточечная система distraction плеча

Трехточечная система distraction плеча

Описание изделия	Арт. №
Трехточечная система distraction плеча	AR-1600G

Необходимые принадлежности

Описание изделия	Арт. №
Манжета ручная STaR Sleeve, Compact, Coban, стерильная, 6 шт.	AR-1606C
Манжета ручная STaR Sleeve, Coban, стерильная, 6 шт.	AR-1606
Манжета ручная STaR Sleeve, Velcro, стерильная, 6 шт.	AR-1606V
Манжета ручная STaR Sleeve, Velcro, экстра длинная, стерильная, 6 шт.	AR-1606LV
Манжета ручная STaR Sleeve, Velcro, малая, стерильная, 6 шт.	AR-1606SV
Бандаж для латерального натяжения, 6 шт.	AR-1603

## Манжета ручная STaR Sleeve (тракция и ротация плеча)



**Манжета ручная стерильная, изготовленная из мягких подкладок из пеноматериала**

Описание изделия	Арт. №
Манжета ручная STaR Sleeve, Compact, Coban, стерильная, 6 шт.	AR-1606C
Манжета ручная STaR Sleeve, Coban, стерильная, 6 шт.	AR-1606
Манжета ручная STaR Sleeve, Velcro, стерильная, 6 шт.	AR-1606V
Манжета ручная STaR Sleeve, Velcro, сверхдлинная, стерильная, 6 шт.	AR-1606LV
Держатель-рукав STaR Sleeve, Velcro, малый, стерильный, 6 шт.	AR-1606SV
Бандаж для латерального натяжения, 6 шт.	AR-1603
Держатель кисти атравматический	AR-1602D

## Повязка поддерживающая послеоперационная



**Повязка послеоперационная на плечо и система холодной терапии**

- Повязка лейкопластырная
- Впитывание экссудата из мест разреза
- Охлаждение
- Фиксация за счет компрессии

Описание изделия	Арт. №
Повязка послеоперационная на плечо и система холодной терапии ProWick, 10 шт. (упакованы отдельно), стерильная	AR-1625P



















































# Таблица анкеров – восстановление вращательной манжеты и тенodes двуглавой мышцы плеча














Таблица анкеров   Восстановление вращательной манжеты.....	114
Таблица анкеров   тенodes двуглавой мышцы плеча .....	117

## Таблица анкеров | Восстановление вращательной манжеты

Изделие	Арт. №	Размеры	Пробойник/метчик/ сверло	Размеры	Другие варианты		
					Пробойник одноразовый	Метчик или пробойник/ метчик	Сверло
<b>4,75 мм SwiveLock C</b>							
	AR-2324BCC	4,75 мм × 19,1 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 24 мм	AR-1927PBS	AR-2324PTB	AR-2276D AR-1927D
	AR-2324BCC-2	4,75 мм × 19,8 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 24 мм			
	AR-2324BCCT	4,75 мм × 19,1 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 24 мм			
	AR-2324BCCTT	4,75 мм × 19,1 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 24 мм			
	AR-2324PSLC	4,75 мм × 19,1 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 24 мм			
	AR-2324PSLC-2	4,75 мм × 19,8 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 24 мм			
	AR-2324PCT	4,75 мм × 19,1 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 24 мм			
	AR-2324PCTT	4,75 мм × 19,1 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 24 мм			
	AR-2324BSLC	4,75 мм × 19,1 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 24 мм			
	AR-2324BSLT	4,75 мм × 19,1 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 24 мм			
<b>5,5 мм SwiveLock C</b>							
	AR-2323BCC	5,5 мм × 19,1 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 24 мм	AR-1927PBS	AR-1927CTB	AR-1927D
	AR-2323PSLC	5,5 мм × 19,1 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 24 мм			
	AR-2323PSLC-2	5,5 мм × 19,8 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 24 мм			
	AR-2323BSLC	5,5 мм × 19,1 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 24 мм			
<b>4,75 мм SwiveLock SP</b>							
	AR-2324BCM	4,75 мм × 24,5 мм	-	-	-	-	-
	AR-2324PSLM	4,75 мм × 24,5 мм	-	-	-	-	-
	AR-2324SLM	4,75 мм × 24,5 мм	-	-	-	-	-
	AR-2324BSLM	4,75 мм × 24,5 мм	-	-	-	-	-
<b>5,5 мм SwiveLock SP</b>							
	AR-2323BCM	5,5 мм × 24,5 мм	-	-	-	-	-
	AR-2323PSLM	5,5 мм × 24,5 мм	-	-	-	-	-
	AR-2323SLM	5,5 мм × 24,5 мм	-	-	-	-	-
	AR-2323BSLM	5,5 мм × 24,5 мм	-	-	-	-	-

Изделие	Арт. №	Размеры	Пробойник/метчик/ сверло Размеры	Другие варианты		
				Пробойник одноразовый	Метчик или пробойник/ метчик	Сверло
<b>4,5 мм Corkscrew FT</b>						
	AR-1927BCF-45	4,5 мм × 14 мм	AR-1922P	3,68 мм × 20,3 мм	AR-1922PBS	AR-1927PTB-45
	AR-1927PNF-45	4,5 мм × 14 мм	AR-1922P	3,68 мм × 20,3 мм	AR-1922PBS	AR-1927PTB-45
	AR-1927PSF-45	4,5 мм × 14 мм	AR-1922P	3,68 мм × 20,3 мм	AR-1922PBS	AR-1927PTB-45
	AR-1928SF-45	4,5 мм × 14 мм	-			-
	AR-1927BF-45	4,5 мм × 14 мм	AR-1922P	3,68 мм × 20,3 мм	AR-1922PBS	AR-1927PTB-45
	AR-1927BFT-45	4,5 мм × 14 мм	AR-1922P	3,68 мм × 20,3 мм	AR-1922PBS	AR-1927PTB-45
	AR-1927BNF-45	4,5 мм × 14 мм	AR-1922P	3,68 мм × 20,3 мм	AR-1922PBS	AR-1927PTB-45
<b>4,75 мм Corkscrew FT</b>						
	AR-1927PST-475	4,75 мм × 14 мм	AR-1927PTB-475	4,75 мм × 19,2 мм	-	AR-1927PTB-45
	AR-1927PSF-475	4,75 мм × 14 мм	AR-1927PTB-475	4,75 мм × 19,2 мм	-	AR-1927PTB-45
<b>5,5 мм Corkscrew FT</b>						
	AR-1927BCF	5,5 мм × 14,7 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 18,8 мм	AR-1927PBS	AR-1927CTB
	AR-1927BCF-3	5,5 мм × 14,7 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 18,8 мм		
	AR-1927BCFT	5,5 мм × 14,7 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 18,8 мм		
	AR-1927BCNF	5,5 мм × 14,7 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 18,8 мм		
	AR-1927PNF	5,5 мм × 14,7 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 18,8 мм		
	AR-1927PSF	5,5 мм × 14,7 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 18,8 мм		
	AR-1927PSF-3	5,5 мм × 14,7 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 18,8 мм		
	AR-1928SF-2	5,5 мм × 16,3 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 18,8 мм	-	-
	AR-1928SF-3	5,5 мм × 16,3 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 18,8 мм	-	-
	AR-1928SFT-2	5,5 мм × 16,3 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 18,8 мм	-	-
	AR-1928SNF-2	5,5 мм × 16,3 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 18,8 мм	-	-
	AR-1927BF	5,5 мм × 14,7 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 18,8 мм	AR-1927PBS	AR-1927CTB
	AR-1927BF-3	5,5 мм × 14,7 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 18,8 мм		
	AR-1927BFC	5,5 мм × 14,7 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 18,8 мм		
	AR-1927BFCF	5,5 мм × 14,7 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 18,8 мм		
	AR-1927BFT	5,5 мм × 14,7 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 18,8 мм		
	AR-1927BNF	5,5 мм × 14,7 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 18,8 мм		
	AR-1927BNP4	5,5 мм × 14,7 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 18,8 мм		

● BioComposite | ● PEEK | ● Титан | ● BIO

Изделие	Арт. №	Размеры		Пробойник/метчик/ сверло Размеры	Другие варианты		
					Пробойник одноразовый	Метчик или пробойник/ метчик	Сверло
<b>6,5 мм Corkscrew FT</b>							
	AR-1927BCF-65	6,5 мм × 14,7 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 18,8 мм	AR-1927PBS		
	AR-1927PSF-65	6,5 мм × 14,7 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 18,8 мм			
	AR-1929SF-3	6,5 мм × 16,3 мм	-				
	AR-1927BF-65	6,5 мм × 14,7 мм	AR-1927PB	4,5 мм × 18,8 мм			
<b>4,5 мм PushLock</b>							
	AR-1922BC	4,5 мм × 24 мм	AR-1922P	3,81 мм × 29 мм	AR-1922PBS		
	AR-1922PS	4,5 мм × 24 мм	AR-1922P	3,81 мм × 29 мм	AR-1922PBS		
	AR-1922B	4,5 мм × 24 мм	AR-1922P	3,81 мм × 29 мм	AR-1922PBS		
<b>4,5 мм PushLock SP</b>							
	AR-1922BCM	4,5 мм × 28 мм	-				
	AR-1922PSM	4,5 мм × 28 мм					
	AR-1922BM	4,5 мм × 28 мм					
Изделие	Арт. №	Размеры		Пробойник/метчик/ сверло Размеры	Другие варианты		
					Направители		
<b>FiberTak DR</b>							
	AR-3651	2,6 мм × N / A	AR-3656 AR-3657	2,59 мм × 24 мм	AR-3655		
	AR-3651T	2,6 мм × N / A					
	AR-3651TT	2,6 мм × N / A					
<b>FiberTak RC</b>							
	AR-3632	2,6 мм × N / A	AR-3656 AR-3657	2,59 мм × 24 мм	AR-3655		
	AR-3633	2,6 мм × N / A					
<b>Corkscrew для безузловой фиксации</b>							
	AR-1941PS	3,9 мм × 10,2 мм	AR-1941D AR-1941P	3,66 мм × 14 мм 3,20 мм × 14 мм	AR-1941DG		

## Таблица анкеров | тенodes двуглавой мышцы плеча

Изделие	Арт. №	Размеры	Пробойник/метчик/ сверло Арт. №	Пробойник/метчик/ сверло Размеры	Другие варианты
					Направители
<b>SwiveLock (вилкообразное ушко)</b>					
	AR-1662BC-7	7 мм × 19,1 мм	AR-1453 или AR-1454	7,5 мм или 8 мм × 20 мм	
	AR-1662PSL-7	7 мм × 19,1 мм	AR-1453 или AR-1454	7,5 мм или 8 мм × 20 мм	
	AR-1662BC-8	8 мм × 19,1 мм	AR-1455 или AR-1456	8,5 мм или 9 мм × 20 мм	
	AR-1662PSL-8	8 мм × 19,1 мм	AR-1455 или AR-1456	8,5 мм или 9 мм × 20 мм	
	AR-1662BC-9	9 мм × 19,1 мм	AR-1457 или AR-1458	9,5 мм или 10 мм × 20 мм	
	AR-1662PSL-9	9 мм × 19,1 мм	AR-1457 или AR-1458	9,5 мм или 10 мм × 20 мм	
<b>SwiveLock (закрытое ушко)</b>					
	AR-1662BCC-7	7 мм × 19,5 мм	AR-1453 или AR-1454	7 мм или 7,5 мм × 20 мм	
	AR-1662BCC-8	8 мм × 19,5 мм	AR-1455 или AR-1456	8 мм или 8,5 мм × 20 мм	
	AR-1662BCC-9	9 мм × 19,5 мм	AR-1457 или AR-1458	9 мм или 9,5 мм × 20 мм	

● BioComposite | ● PEEK | ● Титан | ● BIO






# Таблица сверл и направителей для анкеров при нестабильности

Таблица сверл и направителей для анкеров при нестабильности... 120

## Таблица сверл и направителей для анкеров при нестабильности

Анкер	Арт. №	Размеры	Сверло № элемента	Сверло Размеры	Пригодные для использования направители			
					Направи- тель с кон- цом по типу рыбий рот	Напра- витель зубчатый	Направи- тель с офсетом	Напра- витель скошенный
<b>PushLock</b>								
	AR-2922PS	2,4 мм × 11,3 мм	AR-2922D-24-2	2,46 мм × 11,3 мм	AR-1949 (замен. AR-1949S)	AR-1946	AR-1934R (замен. AR-1934GS)	AR-1317
	AR-2923BC	2,9 мм × 12,5 мм	AR-2923D AR-2923DT	2,90 мм × 12,5 мм 3 мм × 12,5 мм				
	AR-2923PS	2,9 мм × 12,5 мм	AR-2923D AR-2923DT	2,90 мм × 12,5 мм 3 мм × 12,5 мм				
	AR-1923BC	2,9 мм × 15,5 мм	AR-1923D AR-1923DT	2,90 мм × 15,5 мм 3 мм × 15,5 мм				
	AR-1923PS	2,9 мм × 15,5 мм	AR-1923D AR-1923DT	2,90 мм × 15,5 мм 3 мм × 15,5 мм				
	AR-1923B	2,9 мм × 15,5 мм	AR-1923D AR-1923DT	2,90 мм × 15,5 мм 3 мм × 15,5 мм				
	AR-1926BC	3,5 мм × 19,5 мм	AR-1912 AR-1913	3,2 мм × 19,5 мм 3,35 мм × 19,5 мм	AR-1907	AR-1906	AR-1909R	-
	AR-1926PS	3,5 мм × 19,5 мм	AR-1912 AR-1913	3,2 мм × 19,5 мм 3,35 мм × 19,5 мм				
	AR-1926B	3,5 мм × 19,5 мм	AR-1912 AR-1913	3,2 мм × 19,5 мм 3,35 мм × 19,5 мм				
<b>SwiveLock</b>								
	AR-2325BCC	3,5 мм × 15,8 мм	AR-2325D	3,35 мм × 15,8 мм	AR-1907	AR-1906	AR-1909R	-
	AR-2325PSLC	3,5 мм × 15,8 мм	AR-2325D	3,35 мм × 15,8 мм				
<b>SutureTak для безузловой фиксации</b>								
	AR-1938BC	3 мм × 12,7 мм	AR-1250LT AR-1938D	2,39 мм × 12,7 мм 2,59 мм × 12,7 мм	AR-1949	AR-1946	AR-1934R	AR-1317 AR-1325CG
	AR-1938PS	3 мм × 12,7 мм	AR-1250LT AR-1938D	2,39 мм × 12,7 мм 2,59 мм × 12,7 мм				
<b>FiberTak</b>								
	AR-3600	1,6 мм × 19 мм	AR-3600D-1 AR-3600ND-1*	1,6 мм × 22 мм	AR-1948 (замен. AR-1945S)	AR-1948CT	AR-1948R	-
	AR-3602	1,6 мм × 19 мм	AR-3600D-1 AR-3600ND-1*	1,6 мм × 22 мм				
	AR-3603	1,7 мм × 19 мм	AR-3600D-1 AR-3600ND-1*	1,7 мм × 22 мм				
	AR-3600-2	1,7 мм × 19 мм	AR-3600D-3 AR-3600ND-3*	1,7 мм × 22 мм				
	AR-3602-2	1,7 мм × 19 мм	AR-3600D-3 AR-3600ND-3*	1,7 мм × 22 мм				
	AR-3603-2	1,8 мм × 19 мм	AR-3600D-3 AR-3600ND-3*	1,8 мм × 22 мм				
	AR-3603-2	1,8 мм × 19 мм	AR-3600D-2 AR-3600ND-2	1,8 мм × 22 мм				



Анкер	Арт. №	Размеры	Сверло № элемента	Сверло Размеры	Используемые направители			
					Направи- тель с кон- цом по типу рыбий рот	Напра- витель зубчатый	Направи- тель с офсетом	Напра- витель скошенный
<b>SutureTak</b>								
	AR-1934BCF-20	2 мм × 12 мм	AR-1934D-20 AR-1934D-20-1	1,65 мм × 12 мм 1,65 мм × 12 мм	AR-1986			
	AR-1934PF-20	2 мм × 12 мм	AR-1934D-20 AR-1934D-20-1	1,65 мм × 12 мм 1,65 мм × 12 мм				
	AR-1934BCF-24	2,4 мм × 12 мм	AR-1934D-24 AR-1934D-24-1 AR-1934D-24-2	1,80 мм × 12 мм 1,91 мм × 12 мм 2,01 мм × 12 мм	AR-1948	AR-1948CT	AR-1948R	AR-1313
	AR-1934PF-24	2,4 мм × 12 мм	AR-1934D-24 AR-1934D-24-1 AR-1934D-24-2	1,80 мм × 12 мм 1,91 мм × 12 мм 2,01 мм × 12 мм				
	AR-1934BF-24	2,4 мм × 12 мм	AR-1934D-24 AR-1934D-24-1 AR-1934D-24-2	1,80 мм × 12 мм 1,91 мм × 12 мм 2,01 мм × 12 мм				
	AR-1934BCF	3 мм × 14,5 мм	AR-1250LT AR-1250LTC	2,39 мм × 14,5 мм				
	AR-1934PS	3 мм × 14,5 мм	AR-1250LT AR-1250LTC	2,39 мм × 14,5 мм	AR-1949 AR-1949S	AR-1946	AR-1934R	AR-1317 AR-1934PST
	AR-1934BF	3 мм × 14,5 мм	AR-1250LT AR-1250LTC	2,39 мм × 14,5 мм				
<b>Bio-FASTak</b>								
	AR-1324BF	3 мм × 14 мм	Метчик AR-1324TB	3,73 мм × 17,65 мм	AR-1909R	AR-1325	AR-1907	-
<b>FASTak II</b>								
	AR-1324HF	2,8 мм × 11,7 мм	AR-1324D	2,03 мм × 11,7 мм	AR-1949	AR-1946	AR-1934R	AR-1317

\* Нитиноловые сверла (ND) являются гибкими и одноразовыми. Для использования с изогнутыми направителями AR-2948CT или AR-2948CT-2 (более сильный изгиб).

● BioComposite | ● PEEK | ● Титан | ● BIO

<b>Комплекты имплантатов и одноразовых материалов (содержат сверло(-а) и направлятель)</b>	<b>Арт. №</b>	<b>Сверло, поставляемое в комплекте</b>	<b>Диаметр сверла</b>	<b>Направлятель, поставляемый в комплекте</b>
Комплект одноразовых материалов для FiberTak с одинарным шовным материалом и прямым направлятелем	AR-3600D	AR-3600D-1	1,60 мм	Направлятель с концом по типу рыбий рот
Комплект одноразовых материалов для FiberTak с одинарным шовным материалом и изогнутым направлятелем	AR-3600DC	AR-3600ND-1	1,60 мм	Направлятель изогнутый
Комплект одноразовых материалов для короткого 2,9 мм PushLock	AR-2923DS	AR-2923D	2,90 мм	Направлятель с концом по типу рыбий рот
Комплект одноразовых материалов для 2,9 мм PushLock	AR-1923DS	AR-1923D	2,90 мм	Направлятель с концом по типу рыбий рот
Комплект для чрескожного введения 2,9 мм PushLock	AR-1923PK	AR-1923D	2,90 мм	Направлятель с концом по типу рыбий рот
Комплект одноразовых материалов для 3,5 мм PushLock с прямым направлятелем	AR-1926DS	AR-1912	3,20 мм	Направлятель с концом по типу рыбий рот
Комплект одноразовых материалов для 3,5 мм PushLock с направлятелем с офсетом	AR-1926DS-2	AR-1912	3,20 мм	Направлятель с офсетом
Комплект одноразовых материалов для 2 мм SutureTak	AR-1934-20DS	AR-1934D-20 AR-1934D-20-1	1,55 мм 1,65 мм	Направлятель с концом по типу рыбий рот
Комплект для чрескожного введения 2 мм SutureTak	AR-1934PI-20	AR-1934D-20 AR-1934D-20-1	1,55 мм 1,65 мм	Направлятель с концом по типу рыбий рот
Комплект одноразовых материалов для 2,4 мм SutureTak	AR-1934-24DS	AR-1934D-24	1,80 мм	Направлятель с концом по типу рыбий рот
Комплект для чрескожного введения 2,4 мм SutureTak	AR-1934PI	AR-1934D-24	1,80 мм	Направлятель с концом по типу рыбий рот
Комплект одноразовых материалов для 3 мм SutureTak	AR-1934DS-2	AR-1250LT	2,39 мм	Направлятель с концом по типу рыбий рот
Комплект для чрескожного введения 3 мм SutureTak	AR-1934PI-30	AR-1250LT	2,39 мм	Направлятель с концом по типу рыбий рот
Комплект одноразовых материалов для SutureTak для безузловой фиксации	AR-1938DS	AR-1938D	2,59 мм	Направлятель с концом по типу рыбий рот
Комплект для чрескожного введения SutureTak для безузловой фиксации	AR-1938PK	AR-1938D	2,59 мм	Направлятель с концом по типу рыбий рот
Комплект одноразовых материалов для FiberTak для безузловой фиксации с прямым направлятелем	AR-3638D	AR-3600D-2	1,80 мм	Направлятель зубчатый
Комплект одноразовых материалов для FiberTak для безузловой фиксации с изогнутым направлятелем	AR-3638DC	AR-3600ND-2	1,80 мм	Направлятель изогнутый









[www.arthrex.com](http://www.arthrex.com)

© Arthrex GmbH, 2020. Все права защищены. LB22-0220-RU\_Z (based on LB2-0220-EN\_AB)

